

## Einweg-Blutsegmentgerät

Produktname: LY Neues Ankunfts-Innovationslabor-Segment-Segmentgerät

Das Segmentgerät ist ein Segment-Segment-Segment-Abtastgerät, das Labor-Techniker leicht macht, um Vorransfusionstypen und Kreuzverfahren abzuschließen, während das Risiko von Verschüttungen und Bruchgefahren minimiert wird.

### Arbeitsmethode:

1.	Platzieren Sie das Gerät direkt auf das Reagenzglas.
2.	Einsetzen des Blutsegments in das Segmentgerät von LY.
3.	Drücken, bis die Nadel das Blutsegment punktiert.
4.	Blut von dem Segment in die Probenröhre fließen lassen.
5.	Verwerfen des Blutsegments und des LY-Segmentgeräts in den medizinischen Abfallbehälter.

### Beachtung:

1.	Tragen Sie Handschuhe bei der Verwendung von Ly Segmen-Gerät.
2.	Drücken Sie nicht, bis die Nadel das Segment durchbohrt hat.
3.	Nur zur einmaligen Verwendung.
4.	Für In-vitro-Diagnostikzwecke.

### Vorteile:

1.	Zugriff auf Blut aus einem Segment sicher.
2.	Vermeiden Sie die Gefahr von scharfen Verletzungen oder Splatter.
3.	Reduzieren Sie das Potenzial der Blutprobequerkontamination.

### Bild:







### **Firmeninformation:**

H. K Lanyuan Productive (Wuhan) CO., Limited. Fabrik in Xiantao, Provinz Hubei, 2005 gegründet. Hauptsächlich Produktion und Verkauf aller Arten von Gesundheitswesen und medizinischen Einwegprodukten für Krankenhäuser, Kliniken und täglicher Gebrauch. Mit voller Erfahrung und beruflich zusammen, zusammen unsere sorgfältigen Bemühungen dieser Jahre, die Produkte, die fast alle medizinischen Zubehör- und Betriebsraum-Dressings abdecken. Wir vergessen nie die Einführung der hohen Effizienzgeräte, der Entwicklung und Verbesserung der fortgeschrittenen Technologie, die sich von den guten Produkten der guten Qualität, das neues Produktdesign, entwickeln.

Unsere Fabrik umfasst eine Fläche von 10 000 000 Quadratmetern, die mit einem Bereich von 5, 000 Quadratmeter Produktionswerkstatt, Triply-Draht-Maschine 294-Sätze, Flachdrahtmaschine 120-Sätze, Schweißmaschine 80-Sätze, Maskenmaschine 150-Sätze usw. zwei Automatik Lager, Speicherkapazität über 43, 000 Kubikmeter, mit Ethylenoxid-Sterilisationszentrum von 2, 500 Quadratmetern, sterilisiert 7, 500 Kubikmeter pro Monat.

Die durchschnittliche monatliche Produktionskapazität von 1, 000 Tonnen Vliesstoffe, 20, 000 stücke medizinisches Zubehör, 20, 000 stücke sterilisierte chirurgische Drappacks, 700, 000 Stück nicht gewebte Kleider. Der jährliche Leistungswert von 20 Millionen.

Wir beteiligen uns in mehr als 30 Kategorien von Schutz- und Gesundheitswesen, sie sind hauptsächlich nicht gewebtes Produkt, Kunststoffprodukte und gastfreundliches medizinisches Zubehör in einem erheblichen Umfang. Bitte überprüfen Sie unsere Website für weitere Details.

**Zahlung, Verpackung und Lieferung:**

Zahlungs-Laufzeit:	L / c, t / t, westliche Union
Anschluss des Ladens:	Shanghai, Wuhan usw.
Lieferzeit:	Etwa 15-20 Tage basierend auf der Bestellmenge

**Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an uns. Ich freue mich auf Ihre Anfrage.**