

Dispositif de traitement Ly Blood Bank

Nom du produit: Dispositif de segment de dispositif de laboratoire d'innovation de nouvelle arrivée de LY

Le dispositif de segment LY est un dispositif d'échantillonnage de segment à usage unique qui permet aux techniciens de laboratoire d'effectuer facilement des procédures de type pré-transfusionnel et croisées tout en minimisant le risque de déversements et de bris.

Méthode de travail

1	Placer l'appareil directement au-dessus du tube à essai.
2	Insertion du segment sanguin dans le dispositif de segment LY.
3	Appuyer jusqu'à ce que l'aiguille perce le segment sanguin.
4	Laisser le sang s'écouler du segment dans le tube à échantillon.
5	Jeter le segment sanguin et le dispositif de segment LY dans un conteneur de déchets médicaux.

Attention

1	Portez des gants lors de l'utilisation de l'appareil LY segmen.
2	Ne serrez pas tant que l'aiguille n'a pas percé le segment.
3	Usage unique.
4	À des fins de diagnostic in vitro.

Avantages

1	Accédez au sang d'un segment en toute sécurité.
2	Évitez les risques de blessures ou d'éclaboussures.
3	Réduisez le potentiel de contamination croisée des échantillons sanguins.

Informations sur la société

H. K Lanyuan Productive (Wuhan) Co., Limitée. Usine située à Xiantao, province du Hubei établie en 2005. Principalement la production et la vente de toutes sortes de produits de santé et médicaux jetables pour les hôpitaux, les cliniques et l'utilisation quotidienne. Avec une expérience et un professionnalisme complets, ainsi que nos efforts minutieux de ces années, les produits couvrent presque tous les accessoires médicaux et les pansements de salle d'opération. Nous n'oublions jamais d'introduire l'équipement à haute efficacité, de développer et d'améliorer la technologie de pointe en nous assurant des produits de bonne qualité, de la conception de nouveaux produits.

Notre usine couvre une superficie de 10 000 mètres carrés, qui a une superficie de 5 000 mètres carrés d'atelier de production, machine à trois fils 294 ensembles, machine à fil plat 120 ensembles, machine à souder 80 ensembles, machine à masque 150 ensembles etc. Deux automatiques entrepôt, capacité de stockage de plus de 43 000 mètres cubes, avec centre de stérilisation à l'oxyde d'éthylène de 2 500 mètres carrés, stérilisés 7 500 mètres cubes par mois.

La capacité de production mensuelle moyenne de 1, 000 tonnes de non-tissés, 20, accessoires médicaux 000PCS, 20, paquets de drap chirurgical stérilisé 000PCS, 700, robes non tissées 000PCS. La valeur de la production annuelle de 20 millions.

Nous sommes engagés dans plus de 30 catégories de produits de protection et de soins de santé, ce sont principalement des produits non tissés, des produits en plastique et des accessoires médicaux hospitaliers dans une large mesure. Veuillez consulter notre site Web pour plus de détails:
<http://www.chinalyxr.com/>.

Paiement, emballage et livraison

Conditions de paiement L / C, T / T, Western Union

Port de chargement: Shanghai, Wuhan, etc.

Délai de livraison environ 15-20 jours, basé sur la quantité de commande

Image



SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N'HÉSITÉZ PAS TOUJOURS À NOUS CONTACTER. AU PLAISIR DE VOTRE ENQUÊTE.