

## الطبية رخيصة الجص باريس ضمادة

### 1.Material:

القطن الشاش و [المصيص حص باريس](#)

### 2.SPECIFICATIONS:

CM، 7.5CM، 10CM، 12.5CM، 15cm 20، و، عرض ضمادة 5

.أو أي طول وفقا لطلب العملاء، M، طبيعي طول 2.7

| حزمة (لغات / الشركة<br>(التونسية للملاحة | مواصفة     |
|------------------------------------------|------------|
| 240                                      | 5x270cm    |
| 240                                      | 7.5x270cm  |
| 120                                      | 10x270cm   |
| 120                                      | 12.5x270cm |
| 120                                      | 15x270cm   |
| 60                                       | 20x270cm   |

### 3.Features:

- ^ أقل خسارة من مسحوق الجبس عندما نقع عن طريق المياه
- ^ solidate. مستقر الوقت
- ^ سهلة لتجف.
- ^ قوة عظمية
- ^ سهل التشغيل، وصديقة للبيئة

### 4.Usage:

وقناع، والصناعات اليدوية والفنون والألعاب وصحية المواد، orthoreadic، ومناسبة لعملية جراحة العظام والجبس الرياضية للشخصية ضعيفة وهلم جرا.

### 5.Attention:

- ^ نقع لفة ضمادة بدقة وضغط المياه خارج الماء. لا تضغط في الماء لتجنب فقدان مسحوق الجبس
- ^ الالتفات إلى التوزيع المتساوي عند التعادل حتى. فات لفة ضمادة على الجسم، مع الجانب فضفاضة اللمسات

العضلات. لا ربط الداخل الى الخارج، وليس المسيل للدموع من قبل الفرقة لمنع بالطوق سلسلة الصحافة

التخلص من فقاعات بين كل الطبقات عن طريق اللمس حتى التوزيع المتساوي الكامل، ولكن بعد الجبس يصبح^  
من الجبس fied السائل لصق (نقطة من الجبس ترسيخ)، يجب أن لا ضغط عليه لتجنب كسر الصلبة□□□هيكل



الخزامي

البريد الإلكتروني: [sales1@lanyuansupply.com](mailto:sales1@lanyuansupply.com)

هاتف: 13657299068-0086