

Lanyuan 808nm diodo láser Máquina de depilación

las principales funciones

*Depilación

Deshacerse de al igual que el vello no deseado labio cabello, la barba, el vello axilar, vello de los brazos, las piernas área andbikini. Adecuado tanto para piel clara y oscura.

*Rejuvenecimiento de piel



teoría de trabajo

1. El instrumento puede penetrar eficazmente en el tejido objetivo, y el tiempo de pulso de láser apropiado puede garantizar la energía acumulada para romper el tejido objetivo sin dañar los tejidos circundantes.
2. La densidad de energía apropiada puede proporcionar suficiente energía de salida en un determinado momento de romper los tejidos diana sin dañar los tejidos circundantes.
3. La medida de protección epidérmica apropiado puede garantizar suficiente daño de los tejidos diana sin dañar los tejidos circundantes;
4. El láser de impulsos múltiples de este láser serie depilación semiconductor elige el modo de una baja densidad de energía relativa para calentar el rimel a 75°C, y mantener este estado con las herramientas de mano resbale por debajo de 10 Hz, entonces tanto el folículo del pelo y crecimiento de células madre quedará inactiva, alcanzar la meta de la depilación permanente.

Ít.	La eliminación del vello con láser diodo 808nm
Tipo	Láser
tipo de láser	Semiconductor / láser indoloro congelación
Q-Switch	No
Estilo	Estacionario
instrumento láser modo de trabajo	modo de pulso
aleta de enfriamiento	240 * 2
longitud de onda	808nm ± 10nm
el tamaño de punto de luz	10mm * 16mm
Ancho de pulso	10-300ms
energía máxima de un pulso	3J-140J
Los pulsos de energía	140J + 10J
alimentación del instrumento láser	600W
Potencia de entrada	1200W
Tensión de trabajo	110V + 10%, 50Hz
idioma OSD	Ingles chino
especificación de los seguros	Max 10 A

Tamaño (máquina)	970 * 730 * 355mm
Peso	≈47kg

Reflejos

Mejor experiencia del cliente

Fresca y sin dolor: La tecnología de refrigeración micro canal de Alemania darse cuenta de la congelación de la depilación punto, garantizada completamente el sistema de protección de la piel de zafiro mantener a una temperatura de 4°C.

Rápida y completa: Gran mancha cuadrada aumentar el área de tratamiento y cubre todos los rincones de la piel.

sin hiperpigmentación: penetrar directamente en el tejido diana.

Más seguro

control de la temperatura de la piel: La tecnología de refrigeración asegura la piel en condiciones confortables.

sin la inflamación: La energía del láser alcanza directamente a los folículos del pelo sin dañar la piel.

Última tecnología: Garantizada por la tecnología más avanzada en Óptica Valle de China, donde se encuentra las empresas de alta tecnología de alta densidad.

más efficient

Círculo grande: 12mm * 16mm gran mancha que sea más fácil para la eliminación de gran superficie del cabello.

Fácil de usar: Menú en varios idiomas adecuados para diferentes operadores

Preciso: salida de alta densidad de energía asegurarse de que se adapte a todo tipo de piel. La energía láser puede alcanzar los folículos pilosos profundas y ser absorbido de manera efectiva.

Flexible: De frecuencia, la frecuencia de salida máxima es de 10 HZ

Vida útil más larga

Sistema de refrigeración: Refrigeración Aire + Agua + Diodo + TEC. TEC es el método de enfriamiento más reciente que utilizan ampliamente en el refrigerador, este nuevo método de enfriamiento puede confirmar el láser de diodo en un entorno de trabajo más adecuado y el control en baja temperatura incluso para mucho tiempo contenciosamente trabajando.

El estricto control de la temperatura: Si el temperatura es más de 35 grados, la máquina se detendrá el trabajo, esto también puede proteger la seguridad de la terapia mango, especialmente para los bares y filtro de cristal.

fuentes de alimentación importada: Taiwán importó, la mejor fuente de alimentación en el mercado, asegúrese de que la máquina estable y suficiente energía.

Alemania bares importados: confirmar la shooting de la máquina de más de 5.000.000 veces y tener suficiente energía.

, Bajo coste

Con menos tiempo de tratamiento y una vida útil más larga, el costo unitario que se ejecuta en cada cliente se reduce considerablemente.

En Lanyuan, se puede encontrar la máquina más adecuada para su carrera belleza.

combinación de la función personalizada para satisfacer diferentes propósitos belleza. Varias opciones de casos para que coincida con el estilo diferente en su sala de trabajo.

Servicio:

documentos de instrucciones 1.Technical.

2. Technical apoyo de imágenes, videos y la instrucción en línea.

3. Response dentro de las 24 horas.

Garantía:

Un año de garantía, el mantenimiento de toda la vida. soporte técnico de nuestros ingenieros será constante.

PAGackage

Todos los instrumentos bien embalados por espuma de poliestireno, caja de aire o de fumigación cajas de madera.



Envío y entrega

Envío: por aire, por mar o por expreso.

Tiempo de entrega: 3-10 días laborales de la muestra.

H.K Lanyuan de protección (Wuhan) Co., Limited **Wuhan Lanyuan protector Co., Ltd**

Xie flora

Tel: 0086-027-83734835

Skype: jyboard

Email: flora@lanyuansupply.com