

## Dispositivo de segmento sanguíneo desechable

Nombre del producto: Dispositivo de segmento de dispositivo de laboratorio de innovación de nueva llegada de LY

El dispositivo de segmento LY es un dispositivo de muestreo de segmento de un solo uso, facilita que los técnicos de laboratorio completen el tipo de pre-transfusión y los procedimientos cruzados al tiempo que minimicen el riesgo de derrames y roturas.

### Método de trabajo:

1	Colocando el dispositivo directamente en la parte superior del tubo de ensayo.
2	Insertar el segmento de sangre en el dispositivo de segmento LY.
3	Presionando hasta que la aguja pinche el segmento de sangre.
4	Dejar que fluya el flujo de sangre desde el segmento al tubo del espécimen.
5	Deseche el segmento sanguíneo y el dispositivo de segmento LY en un recipiente de desechos médicos.

### Atención:

1	Use guantes al usar el dispositivo LY Segmen.
2	No se apriete hasta que la aguja haya perforado el segmento.
3	De un solo uso.
4	Para fines de diagnóstico in vitro.

### Ventajas:

1	Accede a la sangre de un segmento de manera segura.
2	Evite el riesgo de lesiones agudas o salpicaduras.
3	Reducir el potencial de la contaminación cruzada de la muestra de sangre.

### Imagen:







### **Información de la empresa:**

H. K Lanyuan Productive (Wuhan) CO., Limited. Fábrica ubicada en Xiantao, provincia de Hubei establecida en 2005. Principalmente producción y ventas, todo tipo de productos de atención médica y materiales médicos para hospitales, clínicas y uso diario. Con una experiencia total y profesionalmente, juntos nuestros esfuerzos minuciosos de estos años, los productos que cubren casi todos los accesorios médicos y los apósitos de la sala de operaciones. Nunca olvidamos introducir el equipo de alta eficiencia, desarrollar y mejorar la tecnología avanzada segura de los productos de buena calidad, diseño de nuevos productos.

Nuestra fábrica cubre un área de 10, 000 metros cuadrados, que tiene área 5, 000 metros cuadrados de taller de producción, conjuntos de máquinas 294 de alambre triplicado, conjuntos de máquinas 120 de alambre plana, conjuntos de máquinas de soldadura 80, conjuntos de máquina de máscara 150, etc. Dos automáticos Almacén, capacidad de almacenamiento de más de 43, 000 metros cúbicos, con centro de esterilización de óxido de etileno de 2, 500 metros cuadrados, esterilizados 7, 500 metros cúbicos por mes.

La capacidad de producción mensual promedio de 1, 000 toneladas de telas no tejidas, 20, 000pcs accesorios médicos, 20, Paquetes de drapas quirúrgicas esterilizadas por esterilización, 700, 700, 000pcs. Vestidos no tejidos. El valor de salida anual de 20 millones.

Estamos comprometidos en más de 30 categorías de productos de protección y atención médica, son principalmente productos no tejidos, productos de plástico y accesorios médicos hospitalarios en gran medida. Por favor revise nuestro sitio web para más detalles.

**PAGO, EMBALAJE Y ENTREGA:**

Plazo de pago:	L / C, T / T, Western Union
Puerto de carga:	Shanghai, Wuhan, etc.
El tiempo de entrega:	Unos 15-20 días, basados en la cantidad de orden

**Si tiene alguna pregunta, siempre siéntase libre de contactarnos. Esperando su consulta.**