

Dispositivo de proceso de banco de sangre Ly

Nombre del producto: Dispositivo de segmento de dispositivo de laboratorio de innovación de nueva llegada LY

El dispositivo de segmento LY es un dispositivo de muestreo de segmento de un solo uso que facilita a los técnicos de laboratorio completar el tipo de pretransfusión y los procedimientos cruzados mientras minimiza el riesgo de derrames y roturas.

Método de trabajo

1	Colocando el dispositivo directamente encima del tubo de ensayo.
2	Inserción del segmento sanguíneo en el dispositivo de segmento LY.
3	Presionando hasta que la aguja pinche el segmento sanguíneo.
4	Dejar que la sangre fluya desde el segmento al interior del tubo de muestra.
5	Desechar el segmento sanguíneo y el dispositivo del segmento LY en un contenedor de desechos médicos.

Atención

1	Use guantes cuando use el dispositivo LY segmen.
2	No apriete hasta que la aguja haya perforado el segmento.
3	De un solo uso.
4	Para fines de diagnóstico in vitro.

Ventajas

1	Acceda a la sangre de un segmento de forma segura.
2	Evite el riesgo de lesiones cortantes o salpicaduras.
3	Reducir el potencial de contaminación cruzada de muestras de sangre.

Información de la empresa

H. K Lanyuan Productive (Wuhan) Co., Limited. Fábrica ubicada en Xiantao, provincia de Hubei establecida en 2005. Principalmente producción y venta de todo tipo de productos desechables médicos y sanitarios para hospitales, clínicas y uso diario. Con plena experiencia y profesionalmente, junto con nuestros esmerados esfuerzos de estos años, los productos cubren casi todos los accesorios médicos y vendajes de quirófano. Nunca nos olvidamos de presentar el equipo de alta eficiencia, desarrollar y mejorar la tecnología avanzada para garantizar productos de buena calidad, diseño de nuevos productos.

Nuestra fábrica cubre un área de 10, 000 metros cuadrados, que tiene un área de 5, 000 metros cuadrados de taller de producción, máquina de triple alambre 294 juegos, máquina de alambre plano 120 juegos, máquina de soldar 80 juegos, máquina de máscara 150 juegos, etc. almacén, capacidad de almacenamiento de más de 43, 000 metros cúbicos, Con centro de esterilización de óxido de etileno de 2, 500 metros cuadrados, esterilizados 7, 500 metros cúbicos por mes.

La capacidad de producción mensual promedio de 1, 000 toneladas de telas no tejidas, 20, 000PCS accesorios médicos, 20, 000PCS paquetes quirúrgicos esterilizados, 700, 000PCS batas no tejidas. El

valor de producción anual de 20 millones.

Estamos involucrados en más de 30 categorías de productos de protección y atención médica, principalmente productos no tejidos, productos de plástico y accesorios médicos hospitalarios en gran medida. Visite nuestro sitio web para obtener más detalles: <http://www.chinalyxr.com/>.

Pago, embalaje y entrega

Plazo de pago L / C, T / T, Western Union

Puerto de carga: Shanghai, Wuhan, etc.

Tiempo de entrega Entre 15 y 20 días, según la cantidad del pedido.

Imagen

