

Гипс Парижской повязки Для оружия и ног переломы костей фиксированы

1. Материал:

Хлопковая марля и [гипс](#)

2. Специализы:

Ширина повязки 5см, 7,5 см, 10см, 12,5 см, 15 см, 20см.

Нормальная длина 2,7 м или любая длина в соответствии с запросом клиентов.

Технические характеристики	Пакет (Rolls / CTN)
5x270см.	240.
7.5x270см.	240.
10x270см	120
12,5x270см	120
15x270см	120
20x270см	60.

3. Отзывы:

- ^ Не менее потери порошка гипса при впитывании водой.
- ^ Устойчивое время зажима.
- ^ Легко высушить.
- ^ Супер прочность.
- ^ Легко действовать, экологически чистые.

4.:

Подходит для операции по хирургии кости, орторедский гипс, маска, ручные поделки и искусства, игрушки, здоровый спортивный материал для тонкой фигуры и так далее.



5.:

- ^Замочите повязку тщательно и сжать воду за пределами воды. Не сжимайте его в воде, чтобы избежать потери порошка гипса.
- ^Обратите внимание на ровность при связывании. Повязки рулоны рулет на корпусе, со свободной стороной касается мышц. Не связывайте наизнанку, и не разрывайте его по группе, чтобы предотвратить пресс цепи Annulus.
- ^Избавьтесь от пузырьков между каждым слоем, прикосновение до полного роста, но после того, как гипсовая жидкость становится пастой (затвердевая точка гипса), вы не должны сжать его, чтобы избежать разрыва твердого вещества за жаренная структура гипса.





