

Feature:

1. Light und atmungsaktiv für Körper; weiches Handgefühl und bequem;
2. Kein Stimulus zur Haut, zur Verhinderung und Isolierung von Staub, Partikeln und Viruseingängern;
3. atmungsaktiv und flüssig resistent; Leicht, atmungsaktiv und undurchlässig
4. akord mit den hygienischen Standards.
5. Verbieternde zuverlässige Barrieren für Wasserstamm und andere Flüssigkeiten.
6. entwickelt, um den Komfort zu maximieren
7. Breakaway -Design zur einfachen Entfernung
8. kann als Besuchsanzug verwendet werden.

Produktbeschreibung:

Artikel	White wasserdichte atmungsaktive Overall mit Kapuze
Material	PE -Film ohne verwobene und mikroporöse PE
Farbe	Weiß
Manschetten	Elastische Manschetten
Stil	Mit Kapuze
Anwendung	Für medizinische, Krankenhaus-, Pharma-, Labor-, saubere Raum-, elektronische/chemische Workshop- und Industriesektoren.



Materialmerkmal:

Das mikroporöse Gewebe ist eine Polypropylenmembran, die thermisch in ein Polypropylen, das nicht verwoben ist, thermisch laminiert ist.

Es enthält Poren mit einem Durchmesser von weniger als 2nm (Nanometer), was sie für die meisten Festpartikel, Flüssigkeiten und sogar Viren zu klein macht (die meisten Viren liegen im Bereich von 20 nm bis 500 nm Durchmesser).

Dies bietet einen hervorragenden Schutz vor schädlichen flüssigen Substanzen und gefährlichen Partikeln.

Die laminierte äußere Oberfläche ist glatt, wodurch das Risiko reduziert wird, Partikel in Mikrometergröße anzuziehen und zu halten, wodurch sie für die Verwendung in

Hygienumgebungen geeignet ist.

Mit diesem Stoff können Gase immer noch eindringen, sodass er atmungsaktiv ist, wodurch sie dem Träger bequemer ist als andere Materialien, die einen ähnlichen Schutz bieten.

Anwendungen:

- *Epidemie und Virus
- *Pharmazeutische und kosmetische Industrie
- *Nuklearindustrie
- *Asbestentfernung und -minderung
- *Nebel des Farbsprühens
- *Phytosianzierte Behandlung
- *Umgang mit giftigen Pulvern
- *Low -Level -Insektizid- und Pestizidsprühen
- *Chemieindustrie
- *Bio -Mittel umgehen
- *Lacksprühen
- *Szene der Kriminalitätsoperationen
- *Allgemeine Wartungs- und Reinigungsanwendungen
- *Bootsbau
- *Elektronikherstellung
- *Windblattherstellung und so weiter

Lagerung und Entsorgung:

- In trockenen, sauberen Bedingungen in Originalverpackungen aufbewahren.
- Speichern Sie sich von direktem Sonnenlicht, hohen Temperaturquellen und Lösungsmitteldämpfen.
- Lagern Sie innerhalb des Temperaturbereichs 15 ° C bis +25 ° C und mit relativer Luftfeuchtigkeit unter 80%.
- Die Haltbarkeit ist 60 Monate ab Herstellung von Herstellungsdatum, wenn sie wie oben angegeben gespeichert werden.
- Ersetzen Sie Kleidungsstücke, wenn sie beschädigt, stark kontaminiert oder in Übereinstimmung mit der örtlichen Arbeitspraxis sind.
- Elektrostatische Eigenschaften können durch Verschleiß, Riss, Kontamination und Zeit verfallen. Überprüfen Sie das Kleidungsstück vor, um das Kleidungsstück zu verwenden.
- Behandeln und entsorgen Sie kontaminierte Kleidungsstücke mit Sorgfalt und entsprechen den nationalen Vorschriften

Produktausstellung:







Vorteile:

1. Probe frei.
2. Strenge Standard und hohe Qualität mit CE, SGS.
3. Reiche Erfahrung seit vielen Jahren.
4. Gute Arbeitsumgebung und stabile Produktionskapazität.
5. OEM -Bestellung ist verfügbar.
6. Wettbewerbspreis, schnelle Lieferung und exzellenter Service.

[China wasserdichte medizinische Verdeckanzug Hersteller](#)

Paketzustellung:

Paket	1pc/bag, 50pcs/ctn
-------	--------------------

Lieferung

Basierend auf Ihrer Bestellmenge

Fabrik:

**Materials control and QC inspection ,
guarantee the products' quality.**



FAQ:

Q1. Warum wählen Sie Lanyuan Protective Co., Ltd?

1. mehr als 15 Jahre Herstellererlebnisse mit fortgeschrittener Einrichtung
2. Kompetenzpreis und hohe Qualitätskontrolle
3. Kunden Sie die benutzerdefinierte Bestellung ab

4. Eigener OEM -Service
5. Schneller Service und pünktliche Lieferung
6. Warmer Service für After-Sale
7. Beste Wahl für den Einkauf von One-Stop

F2: Wie bekomme ich Zitat?

Bitte teilen Sie uns die Größe, Menge und Gewicht der Produkte mit, die Sie benötigen. Wir bieten Ihnen unsere besten Preise an.

F3: Was ist dein MOQ?

Es hängt von verschiedenen Gegenständen ab. EG: Einwegkappe: 100 CTN

F4: Was ist die Vorlaufzeit für die Massenproduktion?

Normalerweise dauert es 10-30 Tage abhängig von Qty und Anforderungen
2-5 Arbeitstage für Waren, die nach der Zahlung abgeschlossen waren.

F5: Können Sie Logo oder Etikett auf der Verpackung gedruckt werden?

Ja, kein Problem. Wir werden es nach Ihrer rechtlichen Genehmigung tun.

F6: Wie kann ich die Proben bekommen?

Willkommen, um die Verkäufe zu kontaktieren, um bitte Ihre Adresse zu verlassen, damit wir die Bereitstellung von Gebühren für Sie überprüfen können. Die Proben sind kostenlos, Sie müssen nur die Frachtkosten tragen

F7: Haben Sie Inspektionsverfahren für die Produkte?

Unser Qualitätsmanagementteam hat ein starkes Gefühl der beruflichen Verantwortung. Jeder Prozess wird von Experten beaufsichtigt, um die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.

F8: Welche Versandmethoden bieten Sie an?

Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/Aramex usw.

Airfreight /Sea Fracht- /Schiengüter oder Support -Versand an Ihren China -Agenten.

Kontaktiere uns:

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited

Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd.

Mailand

M. & WhatsApp: 0086-18062501536

Tel: 0086-027-83734835

E-Mail: milan@lanyuansupply.com

Wir sind die [China Medical Coverall Factory](#) Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie uns gerne für einige Muster kontaktieren.