

# Einweg Gipsverband für Arme und Beine Knochenbrüche behoben

## 1.Description

Dies Gipsverband von Gölle und Gipspulver gestärkten aus Mullbinde zusammen. Es kann nach dem Einweichen von Wasser in kurzer Zeit gehärtet werden. So hat es starke Fähigkeit und gute Stabilität zu gestalten.

## 2.Features

- Wenn Die Bandage wird durch Wasser, wenig Gips Verlust Einweichen.
- Harden Zeit gesteuert werden kann: 2-5mins (Ultra), 5-8mins (schnell), 4-8mins (üblich). Es kann auch nach Kundenwunsch hergestellt werden,'s Anfrage.
- kräftigen Härte
- Die Trocknungszeit ist schnell, es kann innerhalb von 36 Stunden vollständig trocken.
- Strong Anpassungsfähigkeit, hochtemperaturbeständig (+ 40 °C), Kälte (-40 ° C) nicht toxisch, keine Anregung, keine Reizungen.

## 3.Application

Geeignet für Knochenfrakturen fixiert, Deformitätenkorrektur, Entzündungen Gliedmaßen Bremsen, Osteomyelitis, Knochentuberkulose, Knochentumoren und Gelenk Keratoplastik Körper fixiert Modell- und Formenbau, usw.

## 4.Available Size & amp; Paket

<b>Größe</b>	<b>Package (Rollen / CTN)</b>	<b>Meas(cm)</b>
5 x 270cm	240	54x32x25
7,5 x 270cm	240	54x32x35.5
10 x 270 cm	120	54x32x24
12,5 x 270cm	120	54x32x28
15 x 270 cm	120	56x32x33
20x270cm	60	56x32x23

## 5. Notice

-Stored In der relativen Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 80%, keine korrosiven Gase und gut belüfteten Raum.

-Shelf Leben: 24 Monate



**Bitte zögern Sie nicht uns für einige Proben zu kontaktieren!**

**Kontakt: Lavendel**

**Email: [sales1@lanyuansupply.com](mailto:sales1@lanyuansupply.com)**

**Tel & amp; WhatsApp: 0086-13657299068**