

Therapiebereich:

- 1, Faltenentfernung, eineCNE Entfernung, freckles, freckle Spot
- 2, Dispel schwarzen Rand, hemangioma, Naevus flammeus
3. [Hautverjüngung](#), Hautverbesserung
4. Pore schrumpfen, telangiectasia
5. Hair Entfernung

Technische Parameter:

Artikel	OPT-E Licht Perfekte Pulse Schönheits-Ausrüstung
Größe	1180 * 500 * 385mm
Die Behandlung Griff	Einhand-Werkzeug(532nm-950nm oder 950nm 640nm-)
Lichtpunktbereich	10mm * 50mm
Energiedichte	1-50J / cm ² , Schritt 1J Licht
Intervall	2-5s (einstellbar), Schritt 1s Eingangs
Power	Max 1200W
Stoff	ABS + Aluminium-Legierung
HF-Leistung	Max 100W
Kühlverfahren	Umlaufkühlung mit dem internen destilliertem Wasser, Luftkühlung und Halbleiter-Kühlung
Sprache	Chinesisch , Englisch und Koreanisch

Verpackung & amp; Lieferung:

Verpackung	Styropor, Luftfilterkasten oder fumigation Holzkisten
Lieferung	Basierend auf Ihrer Bestellung

Details:



523nm handhabendes Werkzeug



640nm handhabendes Werkzeug

Fabrik:

