

Permanent Laser-Haarentfernung Maschine Diode

Die Hauptaufgabe

* Haarremover

Loswerden Unerwünschte Haare, wie zum Beispiel Lippen Haar und Bart, Achselhaare, Haare an Armen und Beinen andbikini Bereich. Geeignet für sowohl helle als auch dunkle Haut.

* Hautverjüngung



Theorie

1. Das Werkzeug eindringen kann effektiv in das Zielgewebe, aktuelle Laserpulsenergie kann gewährleistet werden, akkumuliert das Zielgewebe zu brechen, ohne das umliegende Gewebe zu schädigen.
2. nicht geeignete Stromdichte Leistung genug zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stellen, das Zielgewebe ohne Beschädigung umgebende Gewebe zu durchbrechen.
3. Es kann die geeignete Maßnahme sein, um die Haut genug Schaden an das Zielgewebe zu gewährleisten, ohne das umgebende Gewebe Schutz zu beschädigen.
4. Laser Multi-Puls des Halbleiterlaser-Serie Haarentfernung wählt für 75 °C Energiedichte Verfahren relativ geringe Erwärmung Mascara, und halten diesen Zustand mit Handwerkzeugen unter 10 Hz schieben und dann alle der Haarfollikel und stoppen das Wachstum von Zellen inaktiv wird, und erreichen das Ziel Dauerhafte Haarentfernung.

Artikel	Entfernen 808nm Laserdiode Laser-Haar
Typ	Laser
Laser-Art	Halbleiter / Gefrier-Laser ist schmerzlos
Q- Taste	keine
Muster	fest
Laser Arbeitsweise Werkzeug	Impulsbetrieb
Kühlrippe	240 * 2
Wellenlänge	Laser 808nm ± 10nm
Lichtfleckgröße	10MM * 16MM
Pulsweiten	10-300ms
Die maximale Pulsenergie	3J-140J
Energieimpulse	140J + 10J
Laser Elektrowerkzeug	600W
Leistungsaufnahme	1200W
Betriebsspannung	110V + 10%, 50 Hz
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch
Versicherungen Spezifikationen	Max 10 A.

Größe (Maschine)	970 * 730 * 355mm
Gewicht	≈47kg

Höhepunkte

Bessere Kundenerfahrung

Kühl und schmerzlos: Deutschland Kühlkanal Nanotechnologie Erreichen Sie Gefrierpunkt der Haarentfernung, vollständig in der Sapphire System Haut garantiert einen Grad Temperatur 4 ° C Schutz aufrecht zu erhalten.

Schnell, Komplett: Großer Platz Fleck Anstieg der behandelten Fläche, und erstreckt sich auf alle Teile der Haut.

Kein Hyperpigmentierung: Penetrieren direkt auf das Zielgewebe.

Safer

Steuerung des Grades der Hauttemperatur: In einem komfortablen Zustand sorgt für die Haut Technik Kühlen.

Keine Entzündung: Up Laserenergie direkt auf die Haarfollikel, ohne die Haut zu beschädigen.

Neueste Technologie: In der Optics Valley of China von der neuesten Technologie garantiert, die auf die hohe Dichte an High-Tech-Unternehmen befindet.

effizientereT.

Great spot: 12MM * 16MM großartiger Ort, um es einfacher Haare und eine große Fläche zu entfernen.

Einfach zu bedienen: Multi-Language-Menü für verschiedene Betreiber

Mehl: Hohe Energiedichte Ausgang, um sicherzustellen, für alle Hauttypen Anzug. Die Laserenergie kann tief in die Haarfollikel erreichen und absorbiert wirkungsvoll.

flexibel: Einstellbare Frequenz ist die maximale Ausgangsfrequenz 10 Hz

Längere Lebensdauer

Kühlsystem: Air + Wasser + Diode + TEC Kühlung. TEC ist die neueste Kühlverfahren, das im Kühlschranks weit verbreitet ist, und das neue Kühlverfahren die Laserdiode bei einer bequemerer und Steuerung bei niedriger Temperatur Arbeitsumgebung sogar für eine lange Zeit bestätigen kann, eindringlich Arbeit.

Strenge Temperaturregelung Wärme: wenn das Temperatur es Mehr als 35 Grad, Maschine Wird aufhören zu arbeiten, und dies kann auch die Sicherheit im Umgang mit der Behandlung zu schützen, insbesondere Kandidat für Bars und Kristall.

Import Stromversorgung: Taiwan importiert, und eine bessere Energieversorgung auf dem Markt, stellen Sie sicher, dass das Gerät stabil ist und genug Energie.

Deutschland importiert Bars: Shooting die Vorrichtung mehr als 5.000.000 mal und genug Energie bestätigen.

Niedrige Betriebskosten

Mit weniger Behandlungszeit und eine längere Lebensdauer sowie eine deutliche Verringerung der Kosten pro Einheit dieser Arbeit auf jedem Client.

In Lanyuan, können Sie das am besten geeignete Gerät für Ihre Karriere Schönheit.

eine benutzerdefinierte Funktion Kombination verschiedener Schönheit Zweck zu erfüllen.

Unterschiedliche Situationen Optionen anderen Stil in Ihrem eigenen Arbeitsraum gerecht zu werden.

Service:

Dokumente 1.Technische Anweisungen.

2.Technical Unterstützung von Fotos, Videos und Online-Bildung.

3.Response innerhalb von 24 Stunden.

Garantie:

Garantie für ein Jahr, und Lebensdauer wartungsfrei. Technische Unterstützung wird unsere Ingenieure zu festgelegt werden.

Package

Alle Instrumente sind gut verpackt durch Styropor, Luftfilterkasten oder Holzkisten Verdunstung.



Versandkosten

Versand: per Flugzeug, auf dem Seeweg oder durch Expression.

Lieferung: 3-10 Zeit Arbeitstage vor der Probe.

H.K Lanyuan Schutz (Wuhan) Co., Ltd. Wuhan Lanyuan Schutz Begrenzte

Flora Xie

Telefon: 0086-027-83734835

Skype: jyboard

E-Mail: flora@lanyuansupply.com