

Gips von Paris-Bandage für Arme und Beine Knochenfrakturen fixiert

1.material.:

Baumwollgaze und [Gips](#)

2. Spezifikationen:

Verbandbreite 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm.

Normallänge 2,7 m oder eine beliebige Länge nach Kundenwunsch.

Spezifikation	Paket (Rolls / CTN)
5x270cm	240.
7,5x270 cm.	240.
10x270 cm.	120.
12,5x270 cm.	120.
15x270 cm.	120.
20x270 cm.	60.

3.Erigenschaften:

- ^ Mindestens Verlust von Gipspulverpulver beim Einweichen von Wasser.
- ^ stabile Erreichungszeit.
- ^ Leicht zu trocknen.
- ^ Superstärke.
- ^ Einfach zu bedienen, umweltfreundlich.

4.:

Geeignet für den Knochenchirurgie-Betrieb, orthoreadisches Gips, Maske, Handhandwerk und Kunst, Spielzeug, gesundes Sportmaterial für schlanke Figur und so weiter.



5.Attention.:

- ^Tränken Sie die Verbandwalze gründlich ein und drücken Sie Wasser außerhalb des Wassers. Drücken Sie es nicht im Wasser, um den Verlust von Gipspulver zu vermeiden.
- ^Achten Sie auf die Ebenheit, wenn Sie anbinden. Verbandwalzenrollen auf dem Körper, mit loser Seite berührt die Muskeln. Binden Sie nicht nach innen heraus, und reißen Sie es nicht mit der Band, um die Annulus-Kettenpresse zu verhindern.
- ^Befreien Sie sich Blasen zwischen allen Ebenen, bis zur vollständigen Ebenheit, jedoch, aber nachdem die Gipsflüssigkeit in Paste wird (Verfestigungsstelle von Gips), dürfen Sie ihn nicht auspressen, um die Bruch des Feststoffs zu vermeidenichGebäudestruktur des Gips.





