

# **Plaster of Paris Bandage für Arme und Beine Knochenbrüche behoben**

## **1.Material:**

Baumwollgaze und [Gips](#)

## **2.Specifications:**

Bandage Breite 5 cm, 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, 20 cm.

Normale Länge 2,7 m, oder beliebige Länge nach Kundenwunsch.

<b>Spezifikation</b>	<b>Package (Rollen / CTN)</b>
5x270cm	240
7.5x270cm	240
10x270cm	120
12.5x270cm	120
15x270cm	120
20x270cm	60

## **3.Features:**

- ^ Geringsten Verlust von Gips-Pulver, wenn sie von Wasser einweichen.
- ^ Stabil festigen Zeit.
- ^ Leicht zu trocknen.
- ^ Superstärke.
- ^ Einfach zu bedienen, umweltfreundlich.

## **4.Usage:**


Geeignet für die Knochenchirurgie Betrieb, orthoreadic Gips, Maske, Handwerk und Kunst, Spielzeug, gesundes Sportmaterial für schlanke Figur und so weiter.

## **5.Attention:**

- ^ Genießen Sie die Bandage Rolle gründlich und quetschen Wasser außerhalb des Wassers. Verwenden Sie es nicht im Wasser quetschen den Verlust von Gips-Pulver zu vermeiden.

^Achten Sie auf die Gleichmäßigkeit beim binden. Bandage Rolle rollt auf den Körper, mit losen Seite berührt Muskeln. binden Sie nicht von innen nach außen, und reißen sie nicht durch Band Anulus Kette Presse zu verhindern.

^Lassen Sie sich jeweils zwischen Schichten durch Berührung bis zur vollständigen Gleichmäßigkeit loszuwerden Blasen, aber nach der Gips flüssig wird Paste (Punkt Gips verfestigt), müssen Sie nicht quetschen den Bruch von festen zu vermeidenichfied Struktur des Gipses.



Lavendel

Email: [sales1@lanyuansupply.com](mailto:sales1@lanyuansupply.com)

Tel: 0086-13657299068