

Funktion:

1. Permanent Spinnweb Venenentfernung
2. Capillaries expansionsentfernung
3. Cherry Hämangiom Entfernung
4. Vascular Therapie
5. Alle Arten von [Blutgefäß Removal](#)

Produktparameter:

Artikel	Bewegliche Hochfrequenz-Blutgefäß Removal Schönheits-Ausrüstung
Betriebssystem	Hochfrequenz
Anzeigen	5,0-Zoll-Farb intelligente Touchscreen
Die Behandlung Nadel	0,01 mm Durchmesser
Ausgangsfrequenz	6.78MHZ
Therapie Griffgröße	1.5M
Betriebsspannung	AC: 220V + 10%, 50 Hz; 110V + 10%, 50 Hz
Fuse-Spezifikation	Max 5A
Sprache	Chinesisch / Englisch
Anwendung	Schönheitssalon, Klinik, Krankenhaus und zu Hause

Arbeitsprinzipien:

unter Verwendung eines hochkonzentrierten Strahl von HF-Energie 1. Vein Entfernung ist ein technologisch fortschrittliches Verfahren entwickelt, Bein- und Gesichts Äderchen zu verringern. Spinnweb Venenentfernung und Venenentfernung sind beliebt, weil sie minimal invasiv sind, praktisch schmerzfrei und erfordert keine Narkose.

2. In spider Venenentfernung, High-RF geht durch die Haut und sendet Energieimpulse an den Ziel Vene ohne das umgebende Gewebe zu beschädigen. Da das Blut der Hoch RF absorbiert, erhitzt sie und bewirkt, dass die gezielte Vene zu schrumpfen, was schließlich in seinem Verschwinden zur Folge hat. Spinnweb Venenentfernung erfordert keine Injektionen und keine Schnitte. Im Allgemeinen erfahren die Patienten nur eine minimale Menge an Wärme. Behandlungszeit beträgt etwa 20 Minuten, aber länger oder kürzer, abhängig von der Schwere der Venen und der Größe des betroffenen Bereichs können. Für optimale Ergebnisse kann mehrere Spinnweb Venenentfernung Sitzungen notwendig sein.

3. With Spinnweb Vene Entfernung verblassen, Venen deutlich oder vollständig löschen. Die Haut sieht gleichmäßiger und jugendlich. Obwohl Venenentfernung nicht alle Mängel der behandelten Fläche korrigieren können, sind die Gesamtergebnisse erfolgreich; die meisten Patienten sind zufrieden mit der Behandlung. Venenentfernung nicht daran hindert, neue Adern von Bildung, aber. Wenn neue Adern im Laufe der Zeit auftreten, können weitere Behandlung benötigt werden, um die Ergebnisse der vorangegangenen Behandlung zu erhalten.

Vorteile:

1. It kann weiterhin für 24 Stunden zu arbeiten.

2.Its Ausgangsleistung ist stabiler, die Gewährleistung der Behandlung Konsistenz und Sicherheit.

3.There arbeiten zwei Modus für Ärzte zur Auswahl: Modus und Super-Puls-Modus kontinuierlich.

4.Die professionellen Griff, um den Schutz der normalen Haut und die Wirkung der Haut Couperose gewährleisten.

Verpackung & amp; Lieferung:

Verpackung	1.Styrofoam 2.Fumigation Holzkiste 3.Air Box
Lieferanten	Auf der Basis Ihrer Bestellmenge

Produktausstellung:



