

Funktionen:

1. [Faltenentfernung](#)
2. Skin Verjüngung
3. Face Aufzug
4. Skin Verschärfung

Produktdaten:

Artikel	RF Face Lift und Hautverjüngung Beauty Machina
Gewicht	≈30 kg
RF-Modus	zweipolig
Arbeitsfrequenz	1-5 (einstellbar)
Energie	1-50j (Schritt 1j)
Schalter	Manuelle Kontrolle
HF-Leistung	120w
Bildschirmgröße	10,4-Zoll-Touchscreen
RF-Frequenz	2.64m Sinuswelle
Moduswahlschalter	Körper und Gesicht
Kühl Weg	Luft / Wasser / Diode
Betriebsspannung	AC: 220V / 110V ± 10%, 50Hz / 60Hz
Versicherungsgrenze	Max 10A
Größe (Maschine)	980 * 610 * 365mm
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch und Koreanisch

advantades:

1. Manual Steuersystem wechseln
2. Each Behandlungs Griff ist mit verschiedenen Größen von Handgriffen ausgestattet ist, und ein Behandlungsvorgang Griff ist mit drei Arten von bipolaren Behandlungsgriff ausgestattet. Ärzte können Behandlungsteil wechseln, indem Sie die Behandlung Griff zu ändern.
3. Zwei Arten von Betriebsprogramm: kontinuierliche Kontrolle und Impulssteuerung
4. Unique Therapie Parameterspeicher und intelligente Kühlsteuer Design
5. LY-Eily-R Gefrierpunkt Face-Lift-System hat eine bessere Wirkung der Behandlung auf Straffung der Haut, Faltenentfernung, Haut wieder geboren, Gesichts-Reformierung, freckle Entfernung und so weiter.
6. Die Gefrierpunkt Hautstraffung und Faltenentfernung Instrument zuerst mit Sinus-Stromversorgung in China.
7. Cooperate Whit Südkorea 2.64M Sinus-HF-Energieversorgung zu entwickeln, dass es eine wirklich Gefrierpunkt elektrische Facelift Instrument zu machen.

Verpackung & amp; Lieferung:

Verpackung	1. Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2. Fumigation Holzkiste 3. Air Box
------------	--

Lieferanten

Auf der Basis Ihrer Bestellmenge


Product Ausstellung:







Radio Frequency System



FACE

Frequency

1

P/S



Energy

18



MAX:50



0


Reset

A



Ready

Standby



Kontakt: Racher Cheng
Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com