

Chian Primeros auxilios Vendgo triangular médico desechable no tejido

Especificación	
Artículo	valor
Nombre del producto	Vendaje triangulaire
Color	Blanco
Escribe	Suministros médicos generales
Paquete	Paquete de plástico+cartón
OEM	Aceptar OEM
Rasgo	Respirable
Solicitud	hospital, clínica, primeros auxilios, cuidado de heridas, etc.
Descripción del producto	

Soporte deportivo al aire libre Soporte de brazo lesionado Kit de primeros auxilios Wrap de emergencia Triangular no tejida VENDAJE 96x96x136cm

El vendaje triangular es un material de aderezo conveniente, también se puede usar como férula, aderezo y sustituto del torniquete, pero también es adecuado para el hombro, el pecho, la ingle y las nalgas y otras áreas que no son fáciles de envolver. El propósito del vendaje triangular es proteger la herida, reducir la infección, comprimir el sangrado, arreglar la fractura y reducir el dolor.



Características


- * Se puede usar como una honda para los brazos rotos o los hombros dislocados
- * Se puede usar como torniquete para ayudar a controlar el sangrado severo
- * Sostiene la gasa en su lugar y se puede usar como una almohadilla de trauma
- * Con multifunciones y varias aplicaciones, generalmente utilizadas para fijar las férulas de inmovilización a las extremidades.
- * Ampliamente utilizado en el entrenamiento de primeros auxilios
- * Blanqueado / sin blanquear


los [venda triangular](#) es particularmente adecuado para una variedad de aderezos para heridas de gran área, herida irregular de partes del cuerpo

Un vendaje médico de Sling se puede plegar en forma de rectángulo. Se puede colocar


sobre una herida grande para absorber la sangre y detener el sangrado, funcionando como una almohadilla de trauma. Se pueden usar dos vendas médicas de Sling juntas para tratar una herida. Uno se puede usar como una almohadilla de trauma para controlar el sangrado, y otro se puede usar para envolver la herida. Puede sostener la almohadilla de trauma en su lugar si la cinta de primeros auxilios no está disponible. También se puede usar una vendaje médico de Sling para tratar una herida en la frente o en la parte superior de la cabeza. No debe cubrir los ojos, la nariz o la boca. No se debe usar un vendaje alrededor del cuello porque podría restringir el flujo sanguíneo a la cabeza.

Cómo usar





A



B



C



D

Embalaje y entrega

Embalaje:	1pc/bolsa, 250pcs/CTN o 1pc/bolsa, 500pcs/CTN
Entrega:	10-25 días

Preguntas más frecuentes

P1:¿Es usted un fabricante o empresa comercial?

A1: Tenemos nuestra fábrica para producir este producto.

P2: ¿Qué pasa con los métodos de envío?

A2: por expreso/por aire/por mar.

P3: ¿Qué pasa con los métodos de pago?

A3: Aceptamos T/T, L/C, Western Union, etc. para una gran cantidad, y para una pequeña cantidad.

P4: ¿Cuál es su tiempo de entrega?

A4: Por lo general, producimos dentro de los 25 días después de recibir el pago.

P5: ¿Puedo imprimir nuestro logotipo en sus kits?

A5: Sí, por supuesto, podemos hacer como su propio diseño, solo con pequeña cantidad, debe pagar el costo de la película

P6: ¿Puedo pedir algunas muestras para nuestras pruebas?

A6: Claro, podemos organizarle la muestra por Freight Collect, también, si no nuestra impresión normal, debe pagar el costo de la muestra.

P7: ¿Cuál es su MOQ (cantidad mínima de pedido) de cada kits?

A7: No MOQ pero el precio es diferente para una cantidad diferente.

P8: ¿Puedes personalizar mis kits de primeros auxilios en forma especial?

A8: Sí, hacemos OEM y ODM.

Contáctenos

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited

Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd

Yuan (departamento de ventas)

M. y WhatsApp: 0086-18827431846

Tel: 0086-027-83734835

Correo electrónico: sales1@lanyuansupply.com

Somos los [Fábrica de vendaje triangular no tejido de China](#), ¡Cualquier interesado en la almohadilla absorbente, bienvenido a contactarnos para el producto y las muestras!