

Diodo láser permanente de la máquina de depilación

La tarea principal

* Removedor de pelo

Deshacerse de el vello no deseado, tales como el pelo y la barba de labios, pelo de axila, pelo en los brazos y piernas área andbikini. Adecuado tanto para piel clara y oscura.

* Rejuvenecimiento de la piel



teoría

1. La herramienta puede penetrar eficazmente en el tejido diana, la energía del pulso láser a tiempo puede ser acumulado garantía para romper el tejido objetivo sin dañar el tejido circundante.
2. No se puede proporcionar una salida de potencia de densidad de potencia adecuada suficiente en un momento determinado para romper el tejido objetivo sin dañar el tejido circundante.
3. Puede ser la acción apropiada para asegurar la piel suficiente daño al tejido objetivo sin dañar la protección del tejido circundante.
4. láser de impulsos múltiples de la eliminación del vello serie láser semiconductor elige método de densidad de energía de relativamente baja rímel calentamiento durante 75 °C, y mantener este estado con herramientas de mano resbale por debajo de 10 Hz, entonces todos los folículos del cabello y detener el crecimiento de las células se vuelven inactivas, y llegar a la meta de La depilación permanente.

artículo	Retire láser de 808nm de pelo de láser de diodo
tipo	láser
Tipo de láser	láser de semiconductor / congelación es indoloro
clave Q-	no
patrón	fijo
Láser forma de herramienta de trabajo	modo de pulso
aleta de enfriamiento	240 * 2
longitud de onda	808nm láser ± 10 nm
el tamaño de punto de luz	10MM * 16MM
ancho de pulso	10-300ms
La energía máxima del pulso	3J-140J
Los pulsos de energía	140J + 10J
herramienta de la potencia del láser	600W
entrada de energía	1200W
voltaje de funcionamiento	110V + 10%, 50Hz
idioma OSD	Chino, Inglés
especificaciones de seguros	Max 10 A.

Tamaño (máquina)	970 * 730 * 355mm
peso	≈47kg

reflejos

Mejor experiencia del cliente

Fresca y sin dolor: Alemania enfriamiento nanotecnológico canal Lograr punto de la eliminación del vello, con todas las garantías en la piel sistema de zafiro de congelación para mantener una temperatura Grado de protección 4°C.

Rápida, completa: Gran aumento mancha cuadrada de la zona tratada, y cubre todas las partes de la piel.

sin hiperpigmentación: Penetrar directamente al tejido diana.

Más seguro

De control en el grado de temperatura de la piel: La tecnología de refrigeración asegura la piel en una condición confortable.

sin la inflamación: Hasta la energía láser directamente a los folículos del pelo sin dañar la piel.

La última tecnología: Garantizado por la última tecnología en el Valle de Óptica de China, que se encuentra en la alta densidad de empresas de alta tecnología.

más eficienteT.

gran lugar: 12MM * 16MM gran lugar para que sea más fácil quitar el pelo y una zona amplia.

Fácil de usar: Menú multi-idioma adecuado para diferentes operadores

harina: salida de alta densidad de energía para asegurarse de que el juego para todo tipo de piel. La energía láser puede penetrar profundamente en el folículo del pelo y se absorbe de manera eficaz.

flexible: Frecuencia ajustable, frecuencia de salida máxima es de 10 HZ

Vida útil más larga

Sistema de refrigeración: Air + agua + enfriamiento + TEC diodo. TEC es el método de enfriamiento más reciente que se utiliza ampliamente en el refrigerador, y este nuevo método de enfriamiento puede confirmar el diodo láser a una más conveniente y de control a baja temperatura ambiente de trabajo, incluso durante mucho tiempo insistentemente Trabajo.

calor estricto control de temperatura: si la temperatura lo Más de 35 grados, máquina Dejará de funcionar, y esto también puede proteger la seguridad de tratar con el tratamiento, especialmente Candidato a bares y cristal.

fuelle de alimentación de importación: Taiwán importó, y mejor suministro de energía en el mercado, asegúrese de que el dispositivo es energía estable y suficiente.

Alemania bares importados: Shoting confirmar el dispositivo a más de 5.000.000 de veces y la energía suficiente.

bajo costo de operación

Con menos tiempo de tratamiento y una vida útil más larga y una reducción significativa en el coste unitario de que el trabajo en cada cliente.

En Lanyuan, se puede encontrar el dispositivo más adecuado para su belleza carrera.

La combinación de una función personalizada para satisfacer diferentes propósitos belleza. Diferentes opciones para adaptarse a situaciones estilo diferente en su propia sala de trabajo.

servicio:

Documentos instrucciones 1.Technical.

2.Technical apoyo de fotos, vídeos y la educación en línea.

3.Response dentro de las 24 horas.

garantía:

La garantía por un año, y el mantenimiento de por vida. El apoyo técnico será la de fijar nuestros ingenieros '.

Package

Todos los instrumentos están bien embalados por espuma de poliestireno, caja de aire o cajas de madera evaporación.



El envío y manipulación

Envío: por aire, por mar o por expresión.

Entrega: 3-10 Tiempo días hábiles antes de la muestra.

H.K Lanyuan protectora (Wuhan) Co., Ltd. Wuhan Lanyuan protección limitada

Xie flora

Teléfono: 0086-027-83734835

Skype: jyboard

E-mail: flora@lanyuansupply.com