

Función:

eliminación de venas de araña 1. Permanent

2. Capillaries expansla eliminación de iones

la eliminación hemangioma 3. Cherry

La terapia 4. Vascular

5. Todas las clases de [La eliminación de los vasos sanguíneos](#)

Parámetros del producto:

ít.	La eliminación del vaso sanguíneo de alta frecuencia portátil Equipo de belleza
Sistema operativo	Alta frecuencia
Monitor	inteligente de pantalla táctil 5.0 pulgadas a color
tratamiento de la aguja	0,01 mm de diámetro
Frecuencia de salida	6.78MHZ
Terapia Longitud de la manija	1,5M
Tensión de trabajo	AC: 220 V + 10%, 50 Hz; 110V + 10%, 50Hz
Especificación del fusible	Max 5A
Idioma	Ingles chino
Solicitud	salón de belleza, clínica, hospital y el hogar

Principios de aplicación práctica:

La eliminación 1.Vein es un procedimiento tecnológicamente avanzado diseñado para disminuir la pierna y las arañas vasculares faciales utilizando un haz altamente concentrada de energía de RF. Araña eliminación de venas y eliminación de venas varicosas son populares porque son mínimamente invasivo, prácticamente libre de dolor, y no requieren anestesia general.

2.In araña eliminación de venas, de alta RF pasa a través de la piel y envía pulsos de energía a la vena objetivo sin dañar el tejido circundante. A medida que la sangre absorbe la alta RF, se calienta y hace que la vena dirigida a disminuir, lo que implicaría en su desaparición. eliminación de arañas vasculares no requiere inyecciones y sin incisiones. Generalmente, los pacientes sólo experimentan una cantidad mínima de calor. El tiempo de tratamiento es de unos 20 minutos, pero puede ser más largo o más corto dependiendo de la severidad de las venas y el tamaño de la zona afectada. Para obtener resultados óptimos, varias sesiones de eliminación de arañas vasculares pueden ser necesarios.

3. Con la eliminación de venas de araña, venas se desvanecen de manera significativa o desaparecen por completo. La piel se ve más uniforme y juvenil. A pesar de la eliminación de venas no puede corregir todas las imperfecciones de la zona tratada, los resultados generales tienen éxito; la mayoría de los pacientes están satisfechos con el tratamiento. eliminación de venas no impide nuevas vetas de la formación, sin embargo. Si aparecen nuevas vetas con el tiempo, puede ser necesario un tratamiento adicional para mantener los

resultados del tratamiento previo.

ventajas:

1. It puede seguir trabajando durante 24 horas.
2. Su potencia de salida es más estable, lo que garantiza la coherencia y la seguridad del tratamiento.
- el modo continuo y modo de impulsos súper: 3. Existen dos modos para que los médicos eligen trabajando.
4. El mango profesional garantizar la protección de la piel normal y el efecto de piel cuperosis.

Packaging & amp; entrega:

embalaje	1.Styrofoam 2.Fumigation caja de madera caja de 3.Air
Entrega	En función de su cantidad de la orden

Exposición de productos:



