

Torniquete de gato al por mayor

Descripción

- 1.Outdoor Torniquete de lanzamiento rápido, operación de una mano.
2. Peso ligero y portátil, elástico y de alta resistencia.
3. Uso fácil, tenso sobre perforación, hemostasia rápida.
4. También se puede usar para agrupar un objeto fijo grande.
5. Más adecuado para la supervivencia al aire libre, emergencia médica estadounidense

Nombre	Torniquete
Color	Negro, verde, azul, rojo
Clasificación de instrumentos	Clase I
Material	Poliéster+aluminio+nylon
Tamaño	65 cm, 75 cm, 95 cm o tamaño personalizado
Escribe	Deja de sangre, dispositivos de primeros auxilios
Diseño	Varilla de metal, con un clip de hierro
Solicitud	Primeros auxilios
Función	Atención emergencia
Lugar de origen	Porcelana
Fuente de alimentación	Manual
Rasgo	Portátil
Logo	Acepte el logotipo personalizado
Certificado	CE, ISO
OEM	Avaliable

Características

1. Con la tecnología de punta roja de NAR con una punta elíptica roja para ayudar al usuario a ubicar y enhebrar durante la aplicación
2. El clip de molinaje reforzado y la pestaña de seguridad altamente visible incluyen un área escribible para registrar el momento de la aplicación
3. Su efectividad como instrumento para salvar vidas para nuestros soldados en el campo de batalla ha jugado un papel importante en
Mejora de la atención médica de lesiones de combate de guerra moderna.
4. El torniquete ha revolucionado la atención del campo de batalla para el usuario, dado su ISR (Instituto de Investigación Quirúrgica) confirmó una función efectiva y su peso ligero

Ventajas

1. Con la superficie anodizada, el mango de aluminio de mecanizado CNC tiene un buen mantenimiento de la resistencia en condiciones extremas. Negro.
2. Los dos anillos triangulares es el sistema de bloqueo dual que mantiene la fijación cuando se requiere movimiento.

3. La abrazadera de tornillo de metal, con clip de tipo dental y tornillo de metal (anti-rompina y con recubrimiento lubricante), proporciona una fuerza y fijación más precisas para evitar relajar el torniquete durante el movimiento.
4. Sin el diseño de la banda autoadherente, el torniquete táctico se puede usar en sucio, fangoso, arenoso, también en el día de la lluvia y el día de la nieve.

Escenas para ser utilizadas

Fácil de usar: torniquete hemostático rápido y fácil de aplicar con un torniquete de una mano en las extremidades

Ahorro de vida: Impresionante para los primeros auxilios al cazar durante el campamento y el senderismo, 100% efectivo para bloquear el flujo sanguíneo en las extremidades superiores e inferiores

Uso variable: los torniquetes son adecuados para todas las situaciones

Fácil de transportar: el tamaño compacto es fácil de transportar, podría colocarse en su mochila o bolsillo

Buena calidad: hecho de nylon y mágico; Fácil de limpiar y se puede reutilizar

[Proveedor de torniquetes de emergencia de China](#)

Usar

1. El torniquete táctico está construido con una pieza sólida de mango de aluminio de la aeronave, dos plásticos de alto impacto, anillos triangulares de acetilo y un tornillo de seguridad de seguridad.
2. Con una banda de correa de 1 m, se puede ajustar para que se ajuste a cualquier parte del cuerpo o cualquier edad de las personas.
3. Es elegido por muchos de los guerreros más élite y experimentados debido a su excelente capacidad para controlar el sangrado severo y el alto nivel de confiabilidad y facilidad de aplicación.
- 4.2 o 3 piezas se pueden aplicar juntas como una banda de fijación de fracturas óseas.

Pago y entrega

Paquete	1pc/bolsa, 100pcs/CTN
Pago	TT, L/C, Western Union
El tiempo de entrega	Por lo general, aproximadamente 25 días después de recibir su pago o en función de su pedido.
Puerto mas cercano	Wuhan, Shanghai, Shenzhen









Preguntas más frecuentes

P1. ¿Por qué elegir Lanyuan Protective Co., Ltd?

1. Fabricante profesional durante 15 años con instalaciones avanzadas
2. Precio competitivo
3. Orden personalizada
4. Servicio OEM de OFFER
5. Servicio rápido y entrega a tiempo

P2: ¿Cómo colocar la muestra?

Bienvenido a contactar a las ventas para obtener las muestras gratuitas.

P3: ¿Cuál es tu tiempo de liderazgo?

2-5 días hábiles para bienes en stock después de que se realizó el pago.

P4: ¿Qué métodos de envío ofrece?

Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/Aramex, etc.

Airfreight /Sea Freight /ferrocarril o envío de soporte a su agente de China.

P5: ¿Acepta OEM/ODM?

Sí, podemos ofrecer servicio OEM /ODM

Contáctenos

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited

Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd

Milán

M. y WhatsApp: 0086-18062501536

Tel: 0086-027-83734835

Correo electrónico: milan@lanyuansupply.com

No dude en contactarnos para consultar y obtendrá precios razonables y la mejor calidad.

[Fabricante del torniquete de China](#)