

Jetable [Plaster Bandage](#) pour Bras et jambes Fractures osseuses fixe

1.Description

Ce [plâtrées](#) est composé de gaze amidonné par suspension et de la poudre de gypse. Il peut être durci dans un court laps de temps après le trempage par l'eau. Ainsi, il a une forte capacité à façonner et à une bonne stabilité.

2.Features

-Lorsque Le pansement est trempé par l'eau, peu de perte de gypse.
temps -Harden peut être contrôlée: 2-5mins (ultrarapides), 5-8mins (rapide), 4-8mins (d'habitude). Il peut également être fait en fonction de la clientèle'demande de s.

dureté -Forte

-Le Temps de séchage est rapide, il peut complètement sec dans les 36 heures.

adaptabilité -Forte, résistant aux hautes températures (+ 40 °C), le froid (-40 ° C) non-toxique, aucune stimulation, aucune irritation.

3.Application

Convient pour les fractures osseuses fixe, la correction des malformations, des membres de l'inflammation de freinage, l'ostéomyélite, la tuberculose osseuse, les tumeurs osseuses et corps fixe kératoplastie modèle et la fabrication de moules en commun, etc.

4.Available Taille & amp; Paquet

Taille	Package (rouleaux / ctn)	meas(cm)
5 x 270cm	240	54x32x25
7,5 x 270 cm	240	54x32x35.5
10 x 270cm	120	54x32x24
12,5 x 270cm	120	54x32x28
15 x 270cm	120	56x32x33
20x270cm	60	56x32x23

5.Avis

-Stored De l'humidité relative ne dépasse pas 80%, pas de gaz corrosif et pièce bien ventilée.
vie -Shelf: 24 mois



sentir S'il vous plaît nous contacter pour certains échantillons!

Contact: Lavender

Email: sales1@lanyuansupply.com

Tel & amp; WhatsApp: 0086-13657299068