

Les fonctions:

1. [enlèvement de Scar](#)

retrait 2. Wrinkle

3. Skin amélioration

marque le retrait de 4. Stretch

5. Wart et suppression mole

6. [enlèvement de Hemangioma](#)

tag retrait 7. Skin

Les descriptions de produits:

Type	Laser
Type de laser	Laser CO2
Q-Switch	Non
style	Stationnaire
Système de guidage de lumière	Sept articulations
mode de travail Laser	Continu, super impulsion
Puissance du laser	30W (40W)
longueur d'ondes	10600nm
longueur d'onde de visée	635nm
Largeur d'impulsion	0.1ms-10ms (réglable)
intervalle d'impulsion	1ms-5000ms (réglable)
Impulsions énergie	0.1-300mj (réglable)
diamètre de la tache focale	0.1mm - 2mm (réglable)
La puissance d'entrée	600W
Système de refroidissement	Refroidissement par air, le refroidissement de l'eau
Le système d'exploitation	10,4 pouces couleur écran tactile intelligente
Langue OSD	Chinois, anglais et coréen
Châssis matériau	châssis médical respectueux de l'environnement ABS

avantages:

1. Combine la thérapie conventionnelle du laser à impulsions avec la technologie laser fractionnée, et ces deux modes peuvent être décalées en 2 secondes.

traitement 2. Le est indolore et son temps est court, d'ailleurs, il n'y a pas besoin de consommables supplémentaires.

3. By la promotion de l'hyperplasie de collagène et de réorganisation, son effet de traitement peut être conservé pendant plusieurs années.

4. Le diamètre minimal du laser est 0.075mm, de sorte que son dommage est mineur et peut récupérer rapidement.

5. As la zone de traitement principale reste intacte pendant le fonctionnement, on peut utiliser des produits cosmétiques au deuxième jour après l'opération.

Packaging & amp; livraison:

Emballage	1.Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2.Fumigation caisse en bois boîte de 3.Air
Livraison	Sur la base de votre quantité d'ordre

exposition du produit:





Contact: Racher Cheng

. Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com