

# 808nm Bon Prix China Diode Laser pour l'épilation

## Les fonctions:

1. [Épilation](#)
2. Skin Rejuvenation  
soins
3. Skin

## exposition du produit:





## Applications:

Pour l'épilation rapide, sûr, indolore et permanent sur les 6 types de peau, y compris la peau foncée. Convient pour tous les poils indésirables sur les zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, bikini, jambes ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair



Thoracic and  
bristles hair

Armpit hair




Leg hair

## Les descriptions de produits:

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Article       | 808nm bon prix Chine <a href="#">Diode Laser</a> pour l'épilation |
| Type          | Laser                                                             |
| Type de laser | Semiconductor / laser indolore congélation                        |
| Q-Switch      | Non                                                               |
| style         | Stationnaire                                                      |

|                                                     |                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| instrument<br>laser de mode<br>de<br>fonctionnement | Mode Pulse         |
| refroidissement<br>Fin                              | 240 * 2            |
| Longueur<br>d'onde                                  | 808nm + 10nm       |
| la taille de la<br>tache<br>lumineuse               | 10mm * 16mm        |
| Largeur<br>d'impulsion                              | 10-300ms           |
| l'énergie<br>maximale d'une<br>impulsion            | 3J-140J            |
| Impulsions<br>énergie                               | 140J + 10J         |
| puissance<br>instrument<br>laser                    | 1200W              |
| La puissance<br>d'entrée                            | 1600W              |
| Tension de<br>travail                               | 110V + 10%, 50Hz   |
| Langue OSD                                          | Chinois, anglais   |
| spécification de<br>l'assurance                     | 10 A max           |
| Taille<br>(Machine)                                 | 1180 * 500 * 385mm |
| Poids                                               | ≈51kg              |

## Produit des images détaillées:



## avantages:

1. Congélation retrait point de cheveux de laser semi-conducteur apporte **Allemagne micro canal technologie de refroidissement**. Et **Allemagne barres importées**, confirmer la shooting de la machine sur 5.000.000 fois et avoir assez d'énergie.
2. **Le système de filtre professionnel**, D'assurer la pureté de l'eau en circulation.
3. Un système de température précise et constante, réalisent absolument point de congélation épilation, entièrement garantie du système de protection de la peau de saphir maintenir à la température de 4°C. Et **le contrôle strict de la température**, si la température de plus de 35 degrés, l'machie va arrêter le travail, cela peut bien protéger la sécurité de la poignée de thérapie, especiall pour les barres et le filtre à cristal.
4. **808nm** outil à main laser semi-conducteur peut réaliser **retrait rapide et confortable cheveux**.
5. **15mm-26mm grande taille appropriée spot** Il confirme l'épilation pour une partie du corps est flexible, tel que l'épilation des lèvres, l'enlèvement vagine des cheveux, etc..
6. **Taiwan alimentation importée**, c'est la meilleure alimentation sur le marché, confirmer la machine stable et assez d'énergie.

## Packaging & amp; livraison:

|           |                                                              |
|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Emballage | 1.Styrofoam<br>2.Fumigation caisse en bois<br>boîte de 3.Air |
| Livraison | Sur la base de la quantité de<br>votre oredr                 |






### Principe de fonctionnement:

1. Le laser approprié temps d'impulsion peut assurer l'énergie accumulée pour briser le tissu ciblé sans endommager les tissus environnants.
2. Le densité d'énergie appropriée peut fournir la production d'énergie suffisante dans un certain temps pour briser les tissus ciblés, sans endommager les tissus environnants.
3. Le épidermique approprié mesure de protection peut assurer suffisamment de dégâts des tissus ciblés, sans endommager les tissus environnants.
4. Le laser à impulsions multiples de ce laser série d'épilation

semi-conducteur choisit le mode d'une densité relative de faible énergie pour chauffer le mascara à 75°C, et maintenir cet état avec les outils à main glissant sous 10Hz, alors à la fois le mascara et croissance des cellules souches sera devenu inactif, pour atteindre l'objectif de l'épilation permanente



**Contact: Racher Cheng**

**Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178**

**Skype: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)**

**Email: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)**