

### champ d'application de la thérapie:

- 1, élimination des rides, unélimination cne, freckles fplace reckle
- 2, Dissipation jante noire, hemangioma, flammeus naevus
3. [rajeunissement de la peau](#), L'amélioration de la peau
- 4.Pore rétrécir, telangiectasia
- retrait 5.Hair

### Paramètres techniques:

Article	OPT-E Lumière Pulse Parfait <a href="#">Équipement de beauté</a>
Taille	1180 * 500 * 385mm
Poignée de traitement	outil de poignée unique(532nm-950nm ou 640nm- 950nm)
zone de la tache lumineuse	10mm * 50mm
La densité d'énergie	1-50J / cm2, pas à pas 1J Lumière
intervalle	2-5s (réglable), pas à pas Entrée 1s
Puissance	Max 1200W
Matériel	ABS + alliage d'aluminium
puissance RF	100W Max
méthode de refroidissement	le refroidissement de circulation avec de l'eau distillée interne, le refroidissement de l'air et semi-conducteurs de réfrigération
La langue	Chinois , anglais et coréen

### Packaging & livraison:

Emballage	styrofoam, boîte à air ou fumigation caisses en bois
Livraison	Sur la base de votre commande

Détails:



outil de poignée de 523nm



outil de poignée de 640nm

**Usine:**

