

## Haute qualité Polyester Tubulaire Bandage Pour les membres et les troncs

### Trois types:

1. Bandage tubulaire 100% polyester
2. 100% [Bandage tubulaire en coton](#)
3. Bandage tubulaire élastique

### Avantages:

Compression et soutien à 360 degrés;

Sans soudure, en tricot construction tubulaire;

Sans coulure, sans coulure;

Se fixe sans goupilles, pinces ou ruban adhésif;

Facile à couper pour des ouvertures d'articulation / d'appendice

### Caractéristiques:

Largeur	Longueur	Application suggérée
5cm	22,86 m	Petits membres
7,5 cm	22,86 m	Membres moyens / grands
10cm	22,86 m	Membres très grands
15cm	22,86 m	Tronc d'adulte
20cm	22,86 m	Grandes tailles

Toute largeur et longueur peuvent être personnalisées selon vos besoins.





### Applications:

1. Pour utilisation dans le traitement des lésions tissulaires, des réductions d'œdèmes, des lésions sportives, des cicatrices post-brûlures, des entorses, des souches et pour le support post-moulage, la fixation du pansement et le recouvrement des bandages et pansements de plâtre.
2. Pour une utilisation en double couche pour une compression et un support supplémentaires.

### Comment utiliser?

Avant l'utilisation du plâtre de bandage de Paris ou de la bande de coulée, selon la taille de la partie blessée, choisissez la largeur, couper la longueur appropriée, et mettre le bandage sur la partie du corps, puis tirez vers le haut.

### Avis:

Remarque: les produits non stériles, pls ne touchent pas la plaie directement.  
Stockage: magasin de pls dans la zone fraîche et sèche.

**Racher**

**WhatsApp: 008615527106178**

**Skype & Courriel: [sales2@lanyuansupply.com](mailto:sales2@lanyuansupply.com)**