

laser permanent Machine d'épilation Diode

La tâche principale

* Décapant de cheveux

Se débarrasser de les poils indésirables, tels que cheveux lèvres et la barbe, les aisselles, les cheveux sur les bras et les jambes zone andbikini. Convient à la fois la lumière et la peau foncée.

* Le rajeunissement de la peau



théorie

1. L'outil peut pénétrer efficacement dans le tissu cible, le laser en temps opportun l'énergie d'impulsion peut être accumulée garantie pour briser le tissu cible, sans endommager les tissus environnants.
2. ne peut pas fournir une puissance de sortie de densité de puissance appropriée assez à un certain moment de briser le tissu cible, sans endommager les tissus environnants.
3. Il peut être les mesures appropriées pour assurer la peau assez endommager le tissu cible sans endommager la protection des tissus environnants.
4. laser à impulsions multiples de l'épilation série laser semi-conducteur choisit la méthode de densité d'énergie relativement faible mascara de chauffage pour 75 °C, et de maintenir cet état avec des outils à main glissant sous 10HZ, puis tous les follicules pileux et arrêter la croissance des cellules devient inactif, et d'atteindre l'objectif de L'épilation permanente.

article	Enlever les poils du laser à diode laser à 808nm
type	laser
Type de laser	laser semi-conducteur / gel est indolore
clé Q-	aucun
motif	fixé
manière laser de l'outil de travail	Mode Pulse
aillette de refroidissement	240 * 2
longueur d'ondes	Laser 808nm ± 10nm
la taille de la tache lumineuse	10MM * 16MM
La largeur d'impulsion	10-300ms
L'énergie d'impulsion maximale	3J-140J
Impulsions d'énergie	140J + 10J
Outil motorisé Laser	600W
Puissance d'entrée	1200W
tension de travail	110V + 10%, 50Hz
Langue OSD	Chinois, anglais
Spécifications d'assurance	Max 10 A.

Taille (machine)	970 * 730 * 355mm
pooids	≈47kg

Faits saillants

meilleure expérience client

Refroidir et indolore: Allemagne canal nanotechnologique refroidissement Atteindre le point d'épilation, pleinement garanti dans la peau du système de Sapphire congélation pour maintenir une température de 4°C Degré de protection.

Rapide, complète: Forte augmentation de tache carrée de la zone traitée, et couvre toutes les parties de la peau.

Non hyperpigmentation: S'infiltrer directement dans le tissu cible.

Safer

Le contrôle du degré de température de la peau: La technologie de refroidissement assure la peau dans un état confortable.

pas d'inflammation: Up énergie laser directement sur les follicules pileux sans endommager la peau.

Les dernières technologies: Garanti par la dernière technologie dans la vallée optique de la Chine, qui est situé sur la haute densité des entreprises high-tech.

Plus efficaceT.

Great spot: 12MM * 16MM grande tache pour le rendre plus facile à enlever les poils et une large zone.

facile à utiliser: Menu multi-langue adapté à différents opérateurs

farine: sortie à haute densité d'énergie pour assurer sa combinaison pour tous les types de peau. L'énergie du laser peut atteindre en profondeur dans le follicule pileux et absorbé efficacement.

flexible: Fréquence réglable, la fréquence de sortie maximale est 10HZ

Durée de vie prolongée

système de refroidissement: Air + eau + diode + refroidissement TEC. TEC est la dernière méthode de refroidissement qui est largement utilisé dans le réfrigérateur, et cette nouvelle méthode de refroidissement peut confirmer la diode laser à une plus commode et le contrôle à basse température environnement de travail, même pendant une longue période instamment Travail.

chaleur de régulation de la température Strict: si la Température il Plus de 35 degrés, machine Cessera de fonctionner, et cela peut aussi protéger la sécurité de traiter avec le traitement, particulièrement Candidat pour les bars et cristal.

alimentation d'importation: Taïwan a importé, et un meilleur approvisionnement en énergie sur le marché, assurez-vous que le dispositif est une énergie stable et suffisant.

Allemagne barres importées: Shoting confirmer l'appareil plus de 5.000.000 fois et assez d'énergie.

Faible coût d'exploitation

Avec moins de temps de traitement et de longue durée de vie et une réduction significative du coût unitaire de ce travail sur chaque client.

Dans Lanyuan, vous pouvez trouver le dispositif le plus approprié pour la beauté de votre carrière.

La combinaison d'une fonction personnalisée pour répondre à différentes fins de beauté.

situations différentes options pour convenir à un style différent dans votre propre salle de travail.

service:

Documents Instructions 1.Technical.

soutien 2.Service technique des photos, des vidéos et de l'éducation en ligne.

3.Response dans les 24 heures.

garantie:

Garantie d'un an, et l'entretien à vie. Le soutien technique sera à fixer «nos ingénieurs».

Package

Tous les instruments sont bien emballés par styrofoam, boîte à air ou en bois cas évaporation.



Frais de port et de manutention

Livraison: par air, par mer ou par expression.

Livraison: 3-10 Temps jours ouvrables avant l'échantillon.

H.K Lanyuan de protection (Wuhan) Co., Ltd. Wuhan Lanyuan protection limitée

Flora Xie

Téléphone: 0086-027-83734835

Skype: jyboard

Email: flora@lanyuansupply.com