

Diode Laser Portable pour l'épilation et rajeunissement de la peau(LY-TDL)



Fonction:

1. Épilation

Se débarrasser de les poils indésirables comme lèvre cheveux, la barbe, les poils des aisselles, les cheveux sur les bras, les jambes zone andbikini. Convient à la fois la lumière et la peau foncée.

Rajeunissement de la peau 2.



Before



After



Before



After



Before



After



Before



After

Applications:

Pour l'épilation rapide, sûr, indolore et permanent sur les 6 types de peau, y compris la peau foncée. Convient pour tous les poils indésirables sur les zones comme le visage, les bras, les aisselles, la poitrine, le dos, bikini, jambes ...

Back hair



Bikini hair



Arm hair



Thoracic and
bristles hair

Armpit hair




Leg hair

Théorie de travail:

1. L'instrument peut effectivement pénétrer dans le tissu cible, et le temps de l'impulsion laser approprié peut assurer l'énergie accumulée à briser le tissu ciblé sans endommager les tissus environnants.
2. La densité d'énergie appropriée peut fournir la production d'énergie suffisante dans un certain temps pour briser les tissus ciblés, sans endommager les tissus environnants.
3. La mesure de protection de l'épiderme approprié peut assurer suffisamment de dégâts des tissus ciblés, sans endommager les tissus environnants.
4. Le laser à impulsions multiples de ce laser série d'épilation semi-conducteur choisit le mode d'une densité relative de faible énergie pour

chauffer le mascara à 75°C, et maintenir cet état avec les outils à main glissant sous 10Hz, alors à la fois le follicule pileux et croissance des cellules souches deviendra inactif, pour atteindre l'objectif de l'épilation permanente.



avantages:

1. meilleure expérience client

Refroidir et indolore: Allemagne micro canal technologie de refroidissement réalise le point de congélation épilation, entièrement garantie du système de protection de la peau de saphir maintenir à la température de 4°C.

Rapide et complète: Grande tache carrée augmenter la zone de traitement et couvre tous les coins de la peau.

Non hyperpigmentation: pénétrer directement dans le tissu visé.

2. Safer

Peau contrôle de la température: la technologie de refroidissement assure la peau dans un état confortable.

Pas d'inflammation: l'énergie du laser atteignent directement les follicules pileux sans endommager la peau.

Dernière technologie: garanti par la dernière technologie dans Optics Valley en Chine, où se trouve la haute densité entreprises high-tech.

3. Plus efficace

Grand spot: 12mm * 16mm grande tache rendre plus facile pour un grand retrait zone de cheveux.

Convivial: Menu multi-langue adapté à différents opérateurs

Précis: sortie de densité d'énergie élevée assurer qu'il convient à tous les types de peau. L'énergie du laser peut atteindre les follicules pileux profonds et être efficacement absorbé.

Flexible: fréquence réglable, la fréquence de sortie maximale est 10HZ

4. Durée de vie prolongée

Système de refroidissement: Air + eau + Diode + TEC refroidissement. TEC est la dernière méthode de refroidissement qui utilisent largement dans le réfrigérateur, cette nouvelle méthode de refroidissement peut confirmer la diode laser dans un environnement de travail plus approprié et le contrôler à basse température, même pendant le long temps de travail péremptoire.

Strict contrôle de la température: si la température est supérieure à 35 degrés, la machine arrête le travail, cela peut bien protéger la sécurité de la poignée de traitement, en particulier pour les bars et filtre de cristal.

Taïwan a importé l'alimentation: la meilleure alimentation sur le marché, confirmer la machine stable et assez d'énergie.

L'Allemagne a importé des bars: confirmer la shooting de la machine sur 5.000.000 fois et avoir assez d'énergie.

5. Réduction des coûts de fonctionnement

Avec moins de temps de traitement et de longue durée de vie, le coût unitaire de fonctionnement sur chaque client est considérablement réduit.


6. Dans Lanyuan, vous pouvez trouver la machine la plus appropriée pour votre carrière de beauté

Customized combinaison de fonctions pour répondre à différentes fins de beauté.

Divers cas d'options pour correspondre à un style différent dans votre salle de travail.

Produit des images détaillées:





Les descriptions de produits:

Article	Diode Laser Portable pour l'épilation et rajeunissement de la peau
Type	Laser
Type de laser	Semiconductor / laser indolore congélation
Q-Switch	Non
style	Portable
instrument laser de mode de fonctionnement	Mode Pulse
Wavelength du faisceau de visée	contact de type sans faisceau de visée
Longueur d'onde	808nm
Système de guidage de lumière	sortie directe

la taille de la tache lumineuse	20mm * 20mm
Largeur d'impulsion	10-300ms
l'énergie maximale d'une impulsion	3J-140J
Impulsions énergie	140J + 10J
puissance instrument laser	600W
La puissance d'entrée	1200W
Tension de travail	110V + 10%, 50Hz
Langue OSD	Chinois, anglais
Le système d'exploitation	8,0 ou 10,4 pouces couleur écran tactile intelligente
spécification de l'assurance	10 A max

Un service:

1. Les documents d'instructions techniques.
2. Support technique par des images, des vidéos et l'enseignement en ligne.
3. Réponse dans les 24 heures.


Garantie:

Garantie d'un an, l'entretien de la vie.

Nos ingénieurs support technique sera constante.

Package, ShIPPING & amp; Livraison:

Paquet	Instruments bien emballés par styrofoam, boîte à air ou des caisses en bois de fumigation.
livraison	Par avion, par mer ou par exprès.
Livraison	3-10 jours ouvrables



Contact: Racher Cheng

Tel & amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com