

Les fonctions:

1. [serrage Vaginal](#)
2. Vaginal Beauté
3. Vaginal Lubrification
4. Vaginal Protéger

données du produit:

| | |
|---|---|
| Article | Vaginal Serrage Fractional Co2 Laser Salon Equipment |
| Type | Laser |
| Type de laser | Laser CO2 |
| Q-Switch | Non |
| Système de guidage de lumière | Sept articulations (Corée) |
| puissance lumineuse | 30w (40w) |
| Sortie | Un seul point, en continu, super impulsion, matricielle |
| Tête de coupe (50mm, 100mm) | 2 + 4 |
| longueur d'ondes | 10600nm |
| Vagin Resserrement Laser veste de protection | Alliage de titane veste de protection * 2 |
| refroidissement Fin | Double fin |
| Dot la distance | 0.1-2.6mm (réglable) |
| Impulsions énergie | 0.1-180mj (réglable) |
| diamètre de la tache focale | 100um-2000um |
| quantité de tache focale | 1 (1 * 1) -40000 (200 * 200) (réglable) |
| Figure carré | 0.1mm * 0.1mm-20mm * 20mm (réglable) |
| Tension de travail | AC: 220V + 10%, 50Hz; 110V + 10%, 50Hz |
| Écran | Écran 10,4 pouces tactile couleur |
| Couleur | Argent |
| Poids | ≈42kg |

avantages:

1. Minimally invasive, pratiquement indolore et récupérer rapidement, laser privé est indolore, simple et sûr
2. It peut guérir l'incontinence urinaire, la relaxation vaginale, l'obscurité de la partie privée, et l'inflammation
3. Its effet peut maintenir 1-1.5 année avec un cours de traitement
4. It n'a pas de traumatisme et les douleurs, même sans anesthésie
5. Après, il ne laisse aucune gêne, et il n'a pas besoin de soins spéciaux

6.Allow avoir la vie sexuelle dans les 10 jours

7.It seulement besoin de 20 minutes pour terminer un cours de traitement

8.It n'a pas d'effets secondaires avec la thérapie répétée

Packaging & amp; livraison:


| | |
|-----------|--|
| Emballage | l'exportation boîte en bois standard et polyfoam |
| Livraison | Sur la base de votre quantité d'ordre |

exposition du produit:









Point Energy: 2.0 mj
Enveil: 25 %

Back

Power 1 w

Duration 2.0 ms

Interval 1.0 ms

Distance 1.0 mm

Scan Modes Random

Scan Times 1 th



Standby Ready

