

## Gourninet de chat en gros

### La description

1. Trounet à libération rapide, opération à une main.
2. Le poids léger et portable, élastique et haute résistance.
3. utilisation facile, tendue sur la perforation, hémostase rapide.
4. Il peut également être utilisé pour regrouper un grand objet fixe.
5. Plus adapté à la survie en plein air, aux États-Unis d'urgence

Nom	Tourniquet
Couleur	Noir, vert, bleu, rouge
Classification des instruments	Classe I
Matériel	Polyester + aluminium + nylon
Taille	65 cm, 75 cm, 95 cm ou taille personnalisée
Taper	Arrêtez les appareils de sang, les premiers soins
Concevoir	Tie en métal, avec un clip de fer
Application	PREMIERS SECOURS
Fonction	Soins d'urgence
Lieu d'origine	Chine
Source d'énergie	Manuel
Caractéristique	Portable
Logo	Acceptez le logo personnalisé
Certificat	CE, ISO
Socle	Avalibale

### Fonctionnalités

1. Avec la technologie de la pointe rouge de NAR avec une astuce elliptique rouge pour aider l'utilisateur à localiser et à filer pendant l'application
2. Le clip de vent de vent renforcé et l'onglet de sécurité hautement visible comprennent une zone de scénario pour enregistrer l'heure de l'application
3. Son efficacité en tant qu'instrument vital pour nos soldats sur le champ de bataille a joué un rôle important dans  
Amélioration des soins médicaux des blessures de combat de la guerre moderne.
4. Le garrot a révolutionné les soins du champ de bataille pour l'utilisateur, étant donné que son ISR (Institute of Surgical Research) a confirmé une fonction efficace et son poids léger

### Avantages

1. Avec la surface anodisée, la poignée d'usinage CNC en aluminium a un bon maintien de la résistance dans des conditions extrêmes. Le noir.
2. Les deux anneaux triangulaires sont le système de verrouillage double qui maintient la fixation lorsque le mouvement est nécessaire.

3. La pince à vis en métal, avec un clip de type dent et une vis métallique (anti-rustère et avec revêtement lubrifiant), offre une résistance et une fixation plus précises pour éviter de relaxer le garrot pendant le mouvement.

4. Sans conception de la bande auto-adhérente, le garrot tactique peut être utilisé dans Dirty, Muddy, Sandy, également dans la journée de la pluie et la journée de neige.

### Scènes à utiliser

Facile à utiliser: garrot hémostatique rapide et facile à appliquer avec un garrot à main sur vos membres

Savet de la vie: génial pour les premiers soins lors de la chasse pendant le camping et la randonnée, 100% efficaces pour bloquer la circulation sanguine dans les membres supérieurs et inférieurs

Utilisation variable: les garrots conviennent à toutes les situations

Facile à transporter: la taille compacte est facile à transporter, elle pourrait être placée dans votre sac à dos ou votre poche

Bonne qualité: en nylon et en bâton magique; Facile à nettoyer et peut être réutilisé

[Fournisseur de garrot d'urgence en Chine](#)

### Utilisation

1. Le garrot tactique est construit avec un morceau solide de poignée en aluminium d'avion, deux anneaux en plastique à fort impact, en acétyle et une vis de sécurité de sécurité.

2. Avec environ 1 m de bande de sangle, il peut être ajusté pour s'adapter à n'importe quelle partie du corps ou de tout âge de personnes.

3. Il est choisi par bon nombre des guerriers les plus élités et expérimentés en raison de sa capacité exceptionnelle à contrôler les saignements sévères et le niveau élevé de fiabilité et de facilité d'application.

4. 2 ou 3 pièces peuvent être appliquées ensemble sous forme de bande de fixation de fracture osseuse.

### Paieiment et livraison

Forfait	1pc / sac, 100pcs / ctn
Paieiment	TT, L / C, Western Union
Heure de livraison	Habituellement, environ 25 jours après la réception de votre paieiment ou en fonction de votre commande.
Port le plus proche	Wuhan, Shanghai, Shenzhen









## FAQ

Q1. Pourquoi choisir Lanyuan Protective Co., Ltd?

1. Fabricant professionnel pendant 15 ans avec une installation avancée
2. Prix compétitif
3. Accepter la commande personnalisée
4. OFFER SERVICE OEM
5. Service rapide et livraison à temps

Q2: Comment placer l'échantillon?

Bienvenue pour contacter les ventes pour obtenir les échantillons gratuits.

Q3: Quelle est votre heure de tête?

2-5 jours ouvrables pour les marchandises en stock une fois le paiement terminé.

Q4: Quelles méthodes d'expédition offrez-vous?

Express: DHL / FedEx / UPS / TNT / ARAMEX etc.

Airfreight / Sea Freight / Rail Freight ou Support Envoi à votre agent chinois.

Q5: Acceptez-vous OEM / ODM?

Oui, nous pouvons offrir un service OEM / ODM

### **Nous contacter**

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited

Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd

Milan

M. & WhatsApp: 0086-18062501536

Tél: 0086-027-83734835

E-mail: milan@lanyuansupply.com

N'hésitez pas à nous contacter pour des demandes et vous obtiendrez des prix raisonnables et la meilleure qualité.

[Fabricant de garrot chinois](#)