

Одноразовая медицинская вентиляция PE лента/ Прозрачная лента PE / хирургическая лента

1. Регистрация

PE лента в отношении PE в качестве субстрата через процесс выпуска, который выполнен путем принятия дышащего процесса покрытия на сталь чувствительной клеевой покрытие на давление на давление. Материалы, используемые в этом медицинская лента Широко используется в клинической практике, безопасность материала была продемонстрирована, без раздражения кожи и сенсбилизации.

2. Отвержены

- Облачение дыхания
- Хорошая адгезия, обеспечить надежную фиксацию
- Гипоаллергенный, избегать раздражения кожи

3. Вазависимый размер и пакет

Размер	Упаковка		Мерный(мм)
	Рулоны / коробка	коробки / коробка	
1.25см * 5YDS.	24.	50.	470 * 285 * 290
2.50см * 5yds.	12.	50.	470 * 285 * 290
1.25см * 5.0 м	24.	50.	470 * 285 * 290
2.50см * 5.0m.	12.	50.	470 * 285 * 290
1.25см * 10ds.	24.	50.	580 * 325 * 290
2,50см * 10 лет	12.	50.	580 * 325 * 290
5,00см * 10 лет	6.	50.	580 * 325 * 290

4. Выплата и время доставки

Оплата	ТТ, L / C, Western Union
Срок поставки	На основе вашего заказа
Ближайший порт	Ухань, Шанхай, Шэньчжэнь



Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для некоторых образцов!