

Терапия область применения:

- 1, удаление морщин, АУдаление CNE, ereckles, ereckle пятно
- 2, рассеивание черная оправа, чемangioma, невуса flammeus
- 3.омоложение [кожи](#), Улучшение кожи
- 4.Pore сжиматься, telangiectasia
- удаление 5.Hair

Технические характеристики:

Пункт	OPT-E Light Совершенная Pulse оборудование для салонов красоты
Размер	1180 * 500 * 385mm
Лечение ручки	Отдельный комплект инструментов ручка(532nm-950nm или 640nm-950nm)
Легкая площадь пятна	10мм * 50мм
Плотность энергии	1-50J / см2, отступая 1J свет
интервал	2-5s (регулируемое), отступая 1s Входной
мощность	Макс 1200W
материал	ABS + алюминиевый сплав
ВЧ-мощность	Макс 100W
способ охлаждения	Циркуляционный охлаждение с внутренней дистиллированной воды, воздушного охлаждения и полупроводниковой холодильной техники
язык	Китайский , Английский и корейский

Упаковка & Amp; поставка:

упаковка	пенополистирол, воздух окна или Fumigation деревянные ящики
Доставка	На основании Вашего заказа

Детали:



523nm инструмент ручка



640nm инструмент ручка

Фабрика:

