

Гипсовая повязка для рук и ног переломах костей

Фиксированный

1.Material:

хлопка марли и [гипс](#)

2.Specifications:

Ширина Бинт 5 см, 7,5 см, 10 см, 12,5 см, 15 см, 20 см.

Нормальная длина 2.7м, или любой длины по желанию заказчика.

Спецификация	Пакет (роллы / СТН)
5x270cm	240
7.5x270cm	240
10x270cm	120
12.5x270cm	120
15x270cm	120
20x270cm	60

3.Features:

- ^ Мере потери гипсовый порошок при замачивания водой.
- ^ Стабильной solidate время.
- ^ Легко высушить.
- ^ Супер сила.
- ^ Прост в эксплуатации, экологически чистые.

4.Usage:

Подходит для работы костной хирургии, orthoreadic гипса, маска, ручных ремесел и искусства, игрушки, здорового спортивного материала для стройной фигуры и так далее.

5.Attention:

- ^Замочите повязку рулон и тщательно отжать воду вне воды. Не сжимайте его в воде, чтобы избежать потери гипсового порошка.

^Обратите внимание на ровность, когда перевязывают. Бандаж рулон рулоны на корпусе, с рыхлой сторона затрагивает мышцы. Не подвязать наизнанку, а не разорвать его полосы, чтобы предотвратить кольцевое пространство цепи пресса.

^не избавиться от пузырьков между каждым касанием слоев до полной ровности, но после гипса жидкость становится паста (затвердевание пункт гипса), вы не должны сжать его, чтобы избежать перерыва твердого веществаFied структура гипса.



лаванда

Эл. адрес: sales1@lanyuansupply.com

Тел: 0086-13657299068