

Функция:

- удаление вены паука 1. Permanent
2. Capillaries Expansion удаление ионов
3. Cherry удаление гемангиомы
4. Vascular терапия
5. All виды [Сосудохирургия Удаление](#)

Параметры продукта:

Пункт	Портативный Высокочастотный сосудохирургия Удаление оборудование для салонов красоты
Операционная система	Высокая частота
дисплей	5,0-дюймовый цветной сенсорный экран умный
Лечение иглы	0.01мм диаметр
Выходная частота	6.78MHZ
Терапия Длина ручки	1.5M
Рабочее напряжение	АС: 220V + 10%, 50Гц; 110V + 10%, 50Гц
Предохранитель Спецификация	Макс 5A
язык	Китайский / английский
заявка	салон красоты, клиника, больница и домой

Принципы работы:

1. Vein Удаление является технологически передовой процедура предназначена для уменьшения ног и лицевых вен паука с использованием высококонцентрированного пучка РЧ-энергии. Паук удаление вен и удаление вены популярны, потому что они являются минимально инвазивной, практически безболезненно, и не требуют общей анестезии.

2. In паука удаление вены, High-RF проходит через кожу и посылает импульсы энергии целевой вены, не нанося вреда окружающей ткани. По мере того как кровь поглощает High-RF, он нагревается и вызывает целенаправленную вены сокращаться, в конечном итоге приводит к его исчезновению. удаление вены паука не требует никаких инъекций и никаких разрезов. Как правило, пациенты испытывают лишь минимальное количество тепла. Продолжительность лечения составляет около 20 минут, но может быть длиннее или короче в зависимости от тяжести вен и размера пораженного участка. Для получения оптимальных результатов, несколько сеансов удаления вены паука может быть необходимым.

3. С удаление вены паука, вены значительно тускнеть или полностью очистить. Кожа выглядит более однородным и молодой. Хотя удаление Vein не может исправить все недостатки обработанной области, в целом результаты являются успешными; большинство пациентов удовлетворены лечением. удаление вен не мешает новых вен от формирования, однако. Если новые вены появляются в течение долгого времени,

дальнейшее лечение может потребоваться для поддержания результатов предыдущего лечения.

Преимущества:

1.It может продолжать работать в течение 24 часов.

2.Its выходная мощность более стабильна, что обеспечивает согласованность лечения и безопасности.

непрерывный режим и режим супер импульса: 3.There два режима для врачей, чтобы выбрать работать.

4.The профессиональная ручка обеспечивает защиту нормальной кожи и эффект куперозом кожи.

Упаковка & Amp; поставка:

упаковка	1.Styrofoam 2.Fumigation деревянный корпус 3.Air коробка
Доставка	Основываясь на вашем количестве заказа

Выставка продукта:



