

Lanyuan [Диспенсер для крови](#): элемент, призванный устранить необходимость удалить пробку трубки крови при принятии мазок.

Изображение

С помощью метода

- 1 удерживая трубу вертикально, вставьте крышку трубки Lanyuan крови распределитель канюли.
- 2 инвертировать трубу на стеклянное скольжение или других рецепторов.
- 3 Нажмите глава Lanyuan кровь dispenser в слайд стекла для получения капли крови.
- 4 Извлеките трубку и отбросить Lanyuan крови Дозатор компонента или всей трубки.

Преимущества

LY крови распылителя является безопасным и эффективным инструментом в лаборатории.

- 1 быстрее крови дозирования метод чем аппликатор палочки и капиллярной трубки.
- 2 простой способ получить последовательно размера капли крови.
- 3 ясный путь, чтобы показать поток крови.
- 4 альтернативы снятия трубки крышкой для каждой коллекции.



www.lanyuansupply.com