

Функции:

1. [вагинальные затягивая](#)
2. Vaginal красоты
3. Vaginal Смазка
4. Vaginal Защита

Данные о продукте:

Пункт	Вагинальный ужесточения Фракционный CO2-лазер оборудование салона
Тип	лазер
Тип лазера	Лазер CO2
Q-Switch	Нет
Легкая направляющая система	Семь суставов (Корея)
мощность светового	30w (40w)
Вывод	Единая точка, Непрерывный, супер пульс, матричный
Режущая головка (50 мм, 100 мм)	2 + 4
длина волны	10600nm
Вагина Затягивание Лазерная защитная оболочка	Титановый сплав защитная оболочка * 2
Охлаждение Fin	Двойной плавник
Дот расстояние	0.1-2.6mm (регулируемый)
Импульсы энергии	0.1-180mj (регулируемый)
Фокусное диаметр пятна	100um-2000um
Фокусное количество пятна	1 (1 * 1) -40000 (200 * 200) (регулируемый)
Рисунок квадрат	0,1мм * 0,1мм-20мм * 20мм (регулируемый)
Рабочее напряжение	АС: 220V + 10%, 50 Гц; 110V + 10%, 50 Гц
экран	10,4-дюймовый цветной сенсорный экран
цвет	Серебряный
вес	≈42kg

Преимущества:

1. Minimally инвазивная, практически безболезненная процедура и быстро восстанавливаться, частный лазер является безболезненным, простым и безопасным
2. It может вылечить недержание мочи, вагинальный релаксации, темноту закрытой части, и воспаление

3.Its эффект может maintain1-1.5 год с курсом лечения

4.It не имеет травм и боли, даже без анестезии

Операция 5.After, она не оставляет никакого дискомфорта, и он не нуждается в особом уходе

6.Allow имея половую жизнь в течение 10 дней

7.It нужно только 20 минут, чтобы закончить курс лечения

8.It не имеет никаких побочных эффектов при повторной терапии

Упаковка & Амп; поставка:


упаковка	экспорт стандартный деревянный ящик и пенопласт
Доставка	Основываясь на вашем количестве заказа

Выставка продукта:









Point Energy: 2.0 mj
Enveil: 25 %

Back

Power 1 w

Duration 2.0 ms

Interval 1.0 ms

Distance 1.0 mm

Scan Modes Random

Scan Times 1 th



Standby

Ready

