

[Hersteller Krankenhaus Einwegabsorbierender Underpad](#)

Beschreibung :

- 1) Hochwertige nicht gewebte Stoffe als oberste Schicht ist sauber und trocken. Baumwollstoffgefühl und weich
- 2) Die absorbierende Schicht besteht aus mit Gewebepapier und hohem Polymer absorbierender Harz beschichtetes Flusenzellstoff. Hochpolymers absorbierend Harz kann Flüssigkeit 100-150-mal größer als sein Saftgewicht aufnehmen
- 3) Der untere Film ist hochwertiger Flussgussfilm und nie undichtes Wasser. Es verhindert effektiv, dass Kleidung wegen Flüssigkeit schmutzig ist verschütten und durchdringen und den Platz trocken halten
- 4) Viele Male in der Lage, Urin und andere Flüssigkeit zu absorbieren, um die Padoberfläche trocken und bequem zu halten

Schnelle Details :

Produkt:	Einwegabsorbierende Untermaterial
Material:	Nicht gewebter Stoff, Flusenzellstoff, Saft, PE-Film.
Form:	Quadrat/Rechteck
Größe:	40*60 cm, 60*60 cm, 60*90 cm, 60*120 cm, 60*150 cm oder angepasst
Gewicht:	35-80g
Farbe:	Weiß Blau
Paket:	Kann angepasst werden

Größe: 17 "x24" (43 x 60 cm), 23 "x24" (60 x 60 cm), 23 "x36" (60 x 90 cm), 30 "x30" (75 x 75 cm), 30 "x36" (75 x 90 cm)

Größe	Gewicht	SAFT	Absorption
30*45 cm	35G	3g	300 ml
60*60 cm	45G	4g	400 ml
60*90 cm	60g	4g	400 ml
60*90 cm	70g	5g	500 ml
76*90 cm	80g	6g	600 ml

Merkmale :

- 1) Beantwortet starke Absorptionsbedürfnisse mit einer Nicht-Polymer-Konstruktion, während der Patientenkomfort beibehalten wird


- 2) liefert ein moderates Absorptionsniveau mit einem Nicht-Polymer-Flusenkerneln
- 3) Spunbond Vlies Topsheet ermöglicht es Flüssigkeit, schnell in den Flusenkerneln zu gelangen
- 4) Diamond-Emboss-Muster für die Stabilität und Nutzung von Pads
- 5) Starker wasserdichtes Polyethylen -Rückblatt schützt vor Leckagen
- 6) superabsorbierendes Polymer hinzugefügt
- 7) Hochwertige nicht gewebte Stoffe als oberste Schicht ist sauber und trocken. Baumwollstoffgefühl und weich
- 8) Der untere Film ist hochwertiger Flussgussfilm und nie undichtes Wasser. Es verhindert effektiv, dass die Kleidung aufgrund von Flüssigkeit verschüttet und eindringt, und hält den Platz trocken und sauber
- 9) Viele Male in der Lage, Urin und andere Flüssigkeit zu absorbieren, um die Padoberfläche trocken und bequem zu halten

Paket und Lieferung:

Paket :	10pc/Tasche; 20pcs/Bag; 30pcs/Bag; 40pcs/Bag oder anpassen
FOB -Port:	Qingdao, Wuhan, Shanghai, Shenzhen
Zahlungsbedingungen:	Tt
Liefern :	10-25 Tage oder nach Ihrer Menge

[ChinaverfügbarunterPadAnbieter](#)







FAQ :

Q1. Warum Coose Lanyuan Protetiive Co., Ltd?

1. mehr als 15 Jahre Herstellererlebnisse mit fortgeschrittener Einrichtung
2. Kompetenzpreis und hohe Qualitätskontrolle
3. Kunden Sie die benutzerdefinierte Bestellung ab
4. Eigener OEM -Service
5. Schneller Service und pünktliche Lieferung
6. Warmer Service für After-Sale
7. Beste Wahl für den Einkauf von One-Stop

F2: Wie bekomme ich Zitat?

Bitte teilen Sie uns die Größe, Menge und Gewicht der Produkte mit, die Sie benötigen. Wir bieten Ihnen unsere besten Preise an.

F3: Was ist dein MOQ?

Es hängt von verschiedenen Gegenständen ab. EG: Einwegkappe: 100 CTN

F4: Was ist die Vorlaufzeit für die Massenproduktion?

Normalerweise dauert es 10-30 Tage abhängig von Qty und Anforderungen
2-5 Arbeitstage für Waren, die nach der Zahlung abgeschlossen waren.

F5: Können Sie Logo oder Etikett auf der Verpackung gedruckt werden?

Ja, kein Problem. Wir werden es nach Ihrer rechtlichen Genehmigung tun.

F6: Wie kann ich die Proben bekommen?

Willkommen, um die Verkäufe zu kontaktieren, um bitte Ihre Adresse zu verlassen, damit wir die Bereitstellung von Gebühren für Sie überprüfen können. Die Proben sind kostenlos, Sie müssen nur die Frachtkosten tragen

F7: Haben Sie Inspektionsverfahren für die Produkte?

Unser Qualitätsmanagement -Team hat ein starkes Gefühl der beruflichen Verantwortung. Jeder Prozess wird von Experten beaufsichtigt, um die Qualität unserer Produkte zu gewährleisten.

F8: Welche Versandmethoden bieten Sie an?

Express: DHL/FedEx/UPS/TNT/Aramex usw.

Airfreight /Sea Fracht- /Schienengüter oder Support -Versand an Ihren China -Agenten.

Kontaktuns:

H.K Lanyuan Protective (Wuhan) Co., Limited

Wuhan Lanyuan Protective Co., Ltd.

Mailand

M. & WhatsApp: 0086-18062501536

Tel: 0086-027-83734835

E-Mail: milan@lanyuansupply.com

Wir sind der Profi [China absorbiert unter dem Pad Hersteller](#) , jeder interessante
willkommene willkommen, uns für mustern zu kontaktieren.