

funciones:

1. [eliminación de arrugas](#)

rejuvenecimiento 2. Skin

ascensor 3. Face

apriete 4. Skin

Datas del producto:

ít.	Estiramiento facial RF y rejuvenecimiento de la piel belleza Machina
Peso	≈30 kg
modo de RF	Bipolar
frecuencia de trabajo	1-5 (ajustable)
Energía	1-50J (1j paso)
Cambiar	Control manual
potencia de RF	120w
Tamaño de pantalla	pantalla táctil de 10,4 pulgadas
frecuencia de RF	onda sinusoidal 2.64m
Cambio de modo	Cuerpo y la cara
modo de refrigeración	Aire / Agua / Diode
Tensión de trabajo	AC: 220V / 110V ± 10%, 50Hz / 60Hz
Límite de seguro	Max 10A
Tamaño (máquina)	980 * 610 * 365mm
idioma OSD	Chino, Inglés y coreano

advantades:

1. Manual cambiar el sistema de control

mango tratamiento 2. Cada está equipado con diferentes tamaños de mangos, y un mango de operación de tratamiento está equipado con tres tipos de mango tratamiento bipolar. Los médicos pueden cambiar parte del tratamiento cambiando el mango tratamiento.

3. Dos tipos de programas de funcionamiento: control continuo y control de impulsos

4. Uniqe de memoria de variables terapia y el diseño inteligente de control de refrigeración sistema de lavado de cara del punto de congelación-5. LY Eily-R tiene un mejor efecto del tratamiento sobre firmeza de la piel, eliminación de arrugas, la piel renace, reformar, retiro de la peca facial y así sucesivamente.

6. El primer punto de congelación reafirmante de la piel y eliminación de arrugas instrumento con fuente de alimentación de onda sinusoidal en China.

7. Cooperate pizca de Corea del Sur para desarrollar 2.64m onda de la fuente de alimentación de RF sinusoidal para que sea una cara eléctrica punto del instrumento de elevación verdaderamente congelación.

Packaging & amp; entrega:

embalaje	1. Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2. Fumigation caso de madera caja 3. Air
----------	--

Entrega

En función de su cantidad de la orden


Exposición product:







Radio Frequency System



FACE

Frequency

1

P/S



Energy

18



MAX:50



0

Reset

A



Ready

Standby



Póngase en contacto con: Racher Cheng
Tel & Whatsapp: 0086-15527106,178 mil
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com