

المتاح التعقيم الحقيقية للأسنان والختم الذاتي

مغلقة الفيلم. تستخدم على نطاق PET هذا [الحقيقية التعقيم الختم الذاتي](#) مصنوع من الورق غسيل الكلى الطبية و واسع في المستشفى، وتنظيف مختبر، توريد الأسنان، الأظافر وأمبير. مستحضرات التجميل الخ ممتاز ختم لاصقة تجعل من العمل بسرعة وكفاءة دون المعدات المهنية. الى جانب ذلك، التعقيم تعليمات تغيير لون معارض شروط التعقيم بشكل واضح.

1.Material:

الرقائقي السينمائي PET + غسيل الكلى ورقة الطبي

2.Application:

تستخدم على نطاق واسع حزمة التعقيم لجميع أنواع الأجهزة الطبية، وخاصة بالنسبة للجهاز الأسنان وسريعة وإغلاق آمن من حزمة مع تصميم الختم الذاتي، يمكن للبصمات مؤشر يشير إلى عملية التعقيم والحكم على تأثير التعقيم.

3.Sterilization: أسلوب ولون المؤشرات:

العقيمة، IEOالأحمر الأولي إلى اللون الأزرق ل الأزرق الأولي يتحول اللون البني للبخر.

4.Standard:

ISO13485 الحبر المؤشر المستخدم هو في الامتثال الكامل مع EN868 و CE وفقا لمعيار

5.حزمة Available.حجم 5:

حجم		صفقة	
		جهاز كمبيوتر شخصي / مربع	صناديق / كارتون
57mmx130mm	2.25 "X5"	200	40
90mmx230mm	3.5 "X9"	200	10
90mmx260mm	3.5 "X10"	200	10
110mmx280mm	4 "X11"	200	10
140mmx280mm	5.5 "X11"	200	10
190mmx330mm	7.5 "X13"	200	10

6.Features:

- سهولة التعرف على محتويات من خلال الفيلم انظر من خلال. (1)
- مع التعقيم تعليمات تغيير لون لإظهار شروط التعقيم بشكل واضح (2)
- الختم الذاتي الحقيقية هي إغلاق سريع وآمن من حزمة من دون سداده الحرارة. (3)
- والفورمالديهايد المتوفرة EO (4) دقيقة، المتناقضة المؤشرات العملية لتوليد البخار والغاز.

لا تتردد في الاتصال بنا للحصول على بعض العينات

الاتصال: لافندر

البريد الإلكتروني: sales1@lanyuansupply.com

WhatsApp: 0086-13657299068 الهاتف اند ال