يمكن التخلص منها <u>مسحات طب الأسنان الطبية</u> LY-FS-750

:المعلمات الأساسية <1

علامة التجارة	لانيا
نمط المنتج	مسحات طب الأسنان الطبية
مادة	PPI Polyurethane عصا البولي بروبيلين باللون الأخضر و 100 الإسفنج
بحجم	(66mm + 11mm) mm الطول الكلي: 77
طرد	/ كيس كبير، كيس 100 لتر / Sحقيبة صغيرة، كيس 5 / CTN

:الميزات <2

- الأمونيا ونبيل ،SI لا تحتوي على ،1
- بقايا منخفضة غير متطابقة، أقل محتوى الجسيمات والأيونية ،2
- قفل قفل المذيبات جيدة ،3
- فتح رأس الإسفنج الخلوي، غسلها بالماء منزوع الأيونات ،4
- أقل غبار ،5
- التكنولوجيا الدنيا بالحرارة ،6
- مصنوعة في غرفة خالية من الغبار ،7
- المختلفةتي Solven يمكن استخدامها لتنظيف المنتجات إلى جانب ،8

:التطبيق <3

يستخدم هذا المسحة يعمل في جميع أعمال الحياة، مثل الصناعة، الطب، مستحضرات التجميل، الإلكترونيات الضوئية الإلكترونية، غرف نظيفة، القرص الصلب، الأدوات البصرية، عدسات الكاميرا، الطابعات، الماسحات الضوئية، رقاقة، مختبرات وما إلى ذلك وهلم جرا

الحزمة والشحن والدفع <4:

حزمة من التفاصيل	الأكياس الداخلية والكرتون خارج
تفاصيل الشحن	بحرا (يوصي الكثير من السلع من النظام)؛ ،1 (يوصي الكثير من السلع من النظام)؛ ،1 إلخ. (عينات مجانية ،UPS ،فيديكس ،UPS ، تحريب صغير)؛ وترتيب صغير)؛ 3، عن طريق الجو؛ 4، في غضون 30 يوما بعد تلقي الدفع
بيانات الدفع	ویسترن یونیون، باي بال ۲T، L / C،

:عرض الصورة <5



.إذا كنت تريد المزيد من المعلومات أو عينات مجانية٬ من فضلك لا تتردد في الاتصال بنا