

Fabrik-Preis Wegwerf-PET Chirurgische Tape

1.Description

PE-Band in Bezug auf PE als Substrat durch einen Freigabeprozess, der durch die Annahme atmungsaktive Beschichtungsverfahren hergestellt wird mit Haftkleber beschichteten Stahl zu schmelzen. Die Materialien in dieser medizinischen Band verwendet wurde weit verbreitet in der klinischen Praxis verwendet wurden, ist die Sicherheit des Materials nachgewiesen wurde, keine Hautreizung und Sensibilisierung.

2.Features


- High Atmungsaktivität
- Eine gute Haftung, eine zuverlässige Fixierung
- Hypoallergenic, Vermeiden Sie die Hautreizungen

3.Available Größe und Paket

Größe	Paket		Meas(Mm)
	Rollen / Box	Boxen / Karton	
1.25cm * 5yds	24	50	470 * 285 * 290
2.50cm * 5yds	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 5.0m	24	50	470 * 285 * 290
2.50cm * 5.0m	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 10yds	24	50	580 * 325 * 290
2.50cm * 10yds	12	50	580 * 325 * 290
5.00cm * 10yds	6	50	580 * 325 * 290

4.Payment & Lieferzeit

Zahlung	TT, L / C, Western Union
Lieferzeit	Basierend auf Ihrer Bestellung
Nächster Hafen	Wuhan, Shanghai, Shenzhen



Bitte zögern Sie nicht uns für einige Proben zu kontaktieren!

Kontakt: Racher

Email: sales2@lanyuansupply.com

Tel & WhatsApp: 0086-15527106178