

Funktionen:

1. [Narbenkorrektur](#)
2. Wrinkle Entfernung
3. Skin Verbesserung
4. Stretch Marke Entfernung
5. Wart und Moleabbau
6. [Hämangiom Entfernung](#)
7. Skin Entfernung durch

Produktbeschreibungen:

Art	Laser
Laser-Art	CO2-Laser
Q-Switch	Nein
Stil	Stationär
Lichtleitersystem	Sieben Gelenke
Laser-Arbeitsmodus	Kontinuierliche, super Puls
Laserleistung	30W (40W)
Wellenlänge	10600nm
Ziel Wellenlänge	635nm
Impulsbreite	0,1 ms-10 ms (einstellbar)
Pulsabstand	1ms-5000ms (einstellbar)
Impulse Energie	0.1-300mj (einstellbar)
Brennfleckdurchmesser	0,1 mm - 2 mm (einstellbar)
Eingangsleistung	600W
Kühlsystem	Luftkühlung, Wasserkühlung
Betriebssystem	10,4-Zoll-Farb intelligente Touchscreen
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch und Koreanisch
Chassis Material	ABS umweltfreundliche medizinische Chassis

Vorteile:

1. Combine die herkömmliche Therapie der Puls laser mit der fraktionierten Lasertechnik, und diese beiden Betriebsarten können in 2 Sekunden verschoben werden.
2. Die Behandlung ist schmerzlos und seine Zeit ist kurz, dabei gibt es keine Notwendigkeit für zusätzliche Verbrauchsmaterialien ist.
3. By Förderung der Kollagen-Hyperplasie und Reorganisation, kann seine Wirkung der Behandlung für mehrere Jahre aufbewahrt werden.
4. Die minimalen Durchmesser des Lasers ist 0.075 mm, so dass ihr Schaden Moll ist, und man kann schnell erholen.
5. As die Hauptbehandlungsbereich während des Betriebs intakt bleibt, kann man Kosmetika am zweiten Tag nach der Operation verwenden.

Verpackung & amp; Lieferung:

Verpackung	1.Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2.Fumigation Holzkiste 3.Air Box
Lieferanten	Auf der Basis Ihrer Bestellmenge

Produktausstellung:





Kontakt: Racher Cheng

Tel. & Amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com