

Funktionen:

1. [Narbenkorrektion](#)
2. Stretch Marke Entfernung
3. Wart und Moleabbau
4. Hemangioma Entfernung
5. Wrinkle Entfernung
6. Skin Verjüngung

Produktdaten:

Artikel	Fraktionierte Co2 Laser Entfernung von Narben Tragbare Schönheits-Ausrüstung
Art	Laser
Laser-Art	CO2-Laser
Q-Switch	Nein
Tube	Glasrohr
Lichtleitersystem	Sieben Gelenke Arm
Laserleistung	15W
Brennfleckdurchmesser	0.1mm-2.0mm
Wellenlänge	10600nm
Impulse Energie	0.1-180mj (einstellbar)
Aiming Lichtleistung	Weniger als 5 mW
Kühlsystem	Luftkühlung, Wasserkühlung
Bildschirm	8,0 Zoll Farbe intelligente Touchscreen
Chassis Material	ABS umweltfreundliche medizinische Chassis
OSD-Sprache	Chinesisch, Englisch

Vorteile:

1. Combine die herkömmliche Therapie der Puls laser mit der fraktionierten Lasertechnik, und diese beiden Betriebsarten können in 2 Sekunden verschoben werden.
2. Die Behandlung ist schmerzlos und seine Zeit ist kurz, dabei gibt es keine Notwendigkeit für zusätzliche Verbrauchsmaterialien ist.
3. By Förderung der Kollagen-Hyperplasie und Reorganisation, kann seine Wirkung der Behandlung für mehrere Jahre aufbewahrt werden.
4. Die minimalen Durchmesser des Lasers ist 0.075 mm, so dass ihr Schaden Moll ist, und man kann schnell erholen.
5. As die Hauptbehandlungsbereich während des Betriebs intakt bleibt, kann man Kosmetika am zweiten Tag nach der Operation verwenden.

Produktausstellung:





Kontakt: Racher Cheng

Tel. & Amp; WhatsApp: 0086-15527106178

Skype: sales2@lanyuansupply.com

Email: sales2@lanyuansupply.com