

LY-PS-766 Einweg [Medical Dental Tupfer](#) / [Polyester Tupfer](#)

1 & gt; Grundparameter:

Marken	Lanyuan
Produkt-Art	Medical Dental Tupfer
Stoff	Polypropylen-Stick in grün und Doppeldeck-Polyester-Faser sauberen Tuch
Größe	Gesamtlänge: 91.8mm (76mm + 15,8 mm)
Paket	100pcs / Kleinbeutel, 5S-Beutel / große Tasche, 30L-bags / ctn

2 & gt; Eigenschaften:

- 1, nicht enthalten Si, Ammoniak und DOP
- 2, Low nichtflüchtigen Rückstand, weniger Gehalt an partikulären und ionischen
- 3, gute Lösungsmittelsperffähigkeit
- 4, Offene Zelle Schwammkopf, durch VE-Wasser gewaschen
- 5, weniger Staub
- 6, Thermoplast-Technologie
- 7, Made in staubfreier Raum
- 8, können Produkte verwendet werden, zu reinigen gekoppelt mit verschiedenen Solvent

3 & gt; Anwendung:

Dieser Tupfer wird widdly in allen Arbeiten des Lebens verwendet werden, wie [Industrie](#), [Medizin](#), [Kosmetik](#), [Elektronik](#) [Optoelektronik](#), [saubere Zimmer](#), [Festplatte](#), [optische Instrumente](#), [Kameralinsen](#), [Drucker](#), [Scanner](#), [Chip](#), [Labors](#) und so weiter.

4 & gt; Paket & amp; Versand & amp; Zahlung:

Paket-Details	Innentasche und Außen Cartons
Versanddetails	1, durch Meer (viele Waren der Bestellung empfehlen); 2, durch Eil: TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS, etc. (kostenlose Proben und kleiner Auftrag); 3, auf dem Luftweg; 4, innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der Zahlung.
Zahlungsdetails	TT, L / C, Western Union, Paypal

5 & gt; Bild zeigen:



Wenn Sie weitere Informationen oder kostenlose Proben wollen, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren:

Lavendel Liu

Email:sales1@lanyuansupply.com

WhatsApp & M:[+ 0086-136-5729-9068](tel:+8613657299068)

WeChat: [13657299068](https://www.wechat.com/qrcode/index?qr=13657299068)