

Ly Blood Bank Prozessgerät

Produktname: LY New Arrival Innovation Lab Gerätesegment Gerät

Das LY-Segmentgerät ist ein Einweg-Segmentprobenahmegerät, mit dem Labortechniker auf einfache Weise Vor-Transfusions- und Kreuzverfahren durchführen und gleichzeitig das Risiko von Verschüttungen und Brüchen minimieren können.

Arbeitsmethode

1	Stellen Sie das Gerät direkt auf das Reagenzglas.
2	Einsetzen des Blutsegments in das LY-Segmentgerät.
3	Drücken, bis die Nadel das Blutsegment durchstößt.
4	Blut aus dem Segment in das Probenröhrchen fließen lassen.
5	Entsorgen des Blutsegments und des LY-Segments in einem medizinischen Abfallbehälter.

Beachtung

1	Tragen Sie Handschuhe, wenn Sie das LY Segmen-Gerät verwenden.
2	Drücken Sie nicht, bis die Nadel das Segment durchbohrt hat.
3	Nur zur einmaligen Verwendung.
4	Für In-vitro-Diagnostikzwecke.

Vorteile

1	Greifen Sie sicher auf Blut aus einem Segment zu.
2	Vermeiden Sie scharfe Verletzungen oder Spritzer.
3	Reduzieren Sie das Potenzial einer Kreuzkontamination der Blutprobe.

Firmeninformation

H.K. Lanyuan Productive (Wuhan) Co., Limited. Fabrik in Xiantao, Provinz Hubei, gegründet im Jahr 2005. Hauptsächlich Produktion und Vertrieb aller Arten von Produkten für das Gesundheitswesen und medizinische Einwegprodukte für Krankenhäuser, Kliniken und den täglichen Gebrauch. Mit voller Erfahrung und professionell, zusammen mit unseren sorgfältigen Bemühungen dieser Jahre, decken die Produkte fast alle medizinischen Accessoires und Operationssaalverbände ab. Wir vergessen nie, die hocheffizienten Geräte einzuführen, die fortschrittliche Technologie zu entwickeln und zu verbessern, um sicherzustellen, dass die Produkte von guter Qualität und das Design neuer Produkte sind.

Unsere Fabrik umfasst eine Fläche von 10.000 Quadratmetern mit einer Fläche von 5.000 Quadratmetern Produktionswerkstatt, Dreifachdrahtmaschine 294 Sätze, Flachdrahtmaschine 120 Sätze, Schweißmaschine 80 Sätze, Maskenmaschine 150 Sätze usw. Zwei automatische Lager, Lagerkapazität über 43.000 Kubikmeter, Mit Ethylenoxid-Sterilisationszentrum von 2.500 Quadratmetern, sterilisiert 7.500 Kubikmeter pro Monat.

Die durchschnittliche monatliche Produktionskapazität von 1.000 Tonnen Vliesstoffen, 20.000 Stück medizinischem Zubehör, 20.000 Stück sterilisierten OP-Abdeckpackungen, 700.000 Stück Vlieskleidern. Der jährliche Produktionswert von 20 Millionen.

Wir beschäftigen uns mit mehr als 30 Kategorien von Schutz- und Gesundheitsprodukten, bei denen es sich hauptsächlich um Vliesprodukte, Kunststoffprodukte und gastfreundliches medizinisches Zubehör handelt. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: <http://www.chinalyxr.com/>.

Zahlung, Verpackung und Lieferung

Zahlungsfrist L / C, T / T, Western Union

Ladehafen: Shanghai, Wuhan usw.

Lieferzeit ca. 15-20 Tage, je nach Bestellmenge

Bild



Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich jederzeit an uns wenden. Ich freue mich auf Ihre Anfrage.