

Großhandel Baumwolle Schlauchverband Für Gliedmaßen und Koffer

Drei Arten:

1. 100% Polyester Schlauchverband
2. 100% Baumwolle Schlauchverband
3. Hohe elastische Schlauchverband

Was die Anwendungen der medizinischen Bandage:

1-zur Verwendung bei der Behandlung von Gewebeerletzungen, Ödemen, Sportverletzungen, Nachbrennerschrammen, Verstauchungen, Dehnungen und für die Unterstützung nach dem Gießen, zur Sicherung des Wundverbandes und zur Abdeckung von Pflasterverbänden und Verbänden.

2-für die Verwendung als Doppelschicht für zusätzliche Kompression und Unterstützung.

Was die Spezifikation unserer Tubular Bandage:

Breite	Länge	Vorgeschlagene Anwendung
5cm	22.86m oder als Ihr Erforderliches	Kleine Beine
7,5 cm	22.86m oder als Ihr Erforderliches	Mittlere / große Gliedmaßen
10 cm	22.86m oder als Ihr Erforderliches	Extra große Gliedmaßen
15cm	22.86m oder als Ihr Erforderliches	Erwachsene Stämme
20cm	22.86m oder als Ihr Erforderliches	Große Stämme

Jede mögliche Breite und Länge können als Ihr gewünschtes besonders angefertigt werden.





Was die Vorteile unserer Chirurgische Bandage:

1. 360-Grad-Kompression und Unterstützung;
2. Nahtlose, gestrickte Rohrkonstruktion;
3. Ravelfreie, lauffreie Schnitffähigkeit;
4. Sichert ohne Stifte, Klemmen oder Klebeband;
5. Leicht zu schneiden für gemeinsame / Anhängsel Öffnungen

Wie benutzt man?

Vor Gebrauch Gipsverband oder Gussteilband, entsprechend Größe des verletzten Teils, wählen Sie Breite, schneiden Sie passende Länge und Satzverband auf Körperteil und ziehen Sie dann oben.

Beachten:

1. Anmerkung: nicht sterile Produkte, pls berühren nicht Wunde direkt.
2. Speicher: pls Speicher im kühlen und trockenen Bereich.

Zahlung und Lieferung:

Zahlung	TT, L / C, Western Union
Lieferzeit	Normalerweise 25 Arbeitstage nach erstem oder basiert auf Ihrer Quantität

Racher

Whatsapp & Tel: 008615527106178

Email: sales2@lanyuansupply.com