

Ventilado médico desechable Cinta de PECinta transparente de PE / cinta quirúrgica

1. Descripción

Cinta de PE con respecto a la PE como el sustrato a través de un proceso de liberación, que se realiza mediante la adopción del proceso de recubrimiento transpirable para fundir el acero recubierto de adhesivo sensible a la presión. Los materiales utilizados en este. [cinta médica](#) Se ha utilizado ampliamente en la práctica clínica, se ha demostrado la seguridad del material, sin irritación y sensibilización de la piel.

2.Features

- Shigh transpirabilidad
- Buena adherencia, proporciona una fijación confiable.
- Hypoalergénico, evitar la irritación de la piel.

3. Tamaño y paquete salvalizables

Tamaño	Paquete		De medición(mm)
	Rollos / Caja	Cajas / Cartón	
1.25cm * 5yds	24	50	470 * 285 * 290
2.50cm * 5yds	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 5.0m	24	50	470 * 285 * 290
2.50cm * 5.0m	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 10yds	24	50	580 * 325 * 290
2.50cm * 10yds	12	50	580 * 325 * 290
5.00cm * 10yds	6	50	580 * 325 * 290

4.Pago y tiempo de entrega

Pago	TT, L / C, Western Union
El tiempo de entrega	Basado en su pedido
Puerto mas cercano	Wuhan, Shanghai, Shenzhen



¡Por favor, siéntase libre de contactarnos para algunas muestras!