

funciones:

1.[retiro de la cicatriz](#)

la eliminación 2.Wrinkle

3.Skin mejorar

retiro de la marca 4.Stretch

5.Wart y remoción de lunares

6.[la eliminación hemangioma](#)

eliminación de etiquetas 7.Skin

Descripciones de los productos:

Tipo	Láser
Tipo de láser	láser de CO2
Q-Switch	No
Estilo	Estacionario
sistema de guía de luz	siete articulaciones
el modo de trabajo Laser	, Pulso súper continua
potencia del láser	30W (40W)
Longitud de onda	10600nm
Con el objetivo de longitud de onda	635nm
Ancho de pulso	0,1 ms-10 ms (ajustable)
intervalo de impulso	1 ms-5000 ms (ajustable)
Los pulsos de energía	0.1-300mj (ajustable)
diámetro del punto focal	0,1 mm - 2 mm (ajustable)
Potencia de entrada	600W
Sistema de refrigeración	La refrigeración por aire, refrigeración por agua
Sistema operativo	inteligente de pantalla táctil color de 10,4 pulgadas
idioma OSD	Chino, Inglés y coreano
material de chasis	chasis médica respetuoso del medio ambiente ABS

ventajas:

- 1.Combine la terapia convencional del láser de pulso con la tecnología láser fraccional, y estos dos modos se pueden desplazar en 2 segundos.
2. El tratamiento es indoloro y su tiempo es corto, además, no hay necesidad de consumibles adicionales.
- 3.By la promoción de la hiperplasia de colágeno y la reorganización, el efecto del tratamiento se puede mantener durante varios años.
4. El diámetro mínimo del láser es 0,075 mm, por lo que su daño es menor y se puede recuperar rápidamente.
- 5.As la principal zona de tratamiento se mantiene intacta durante la operación, se pueden utilizar los cosméticos en el segundo día después de la operación.

Packaging & entrega:

embalaje	1.Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2.Fumigation caso de madera caja 3.Air
Entrega	En función de su cantidad de la orden

Exposición de productos:





Póngase en contacto con: Racher Cheng
Tel. & Amp; Whatsapp: 0086-15527106,178 mil
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com