

funciones:

1.[retiro de la cicatriz](#)

retiro de la marca 2.Stretch

3.Wart y remoción de lunares

la eliminación 4.Hemangioma

la eliminación 5.Wrinkle

rejuvenecimiento 6.Skin

Datas del producto:

ít.	Co2 fraccional láser portátil retiro de la cicatriz Equipo de belleza
Tipo	Láser
Tipo de láser	láser de CO2
Q-Switch	No
Tubo	Tubo de vidrio
sistema de guía de luz	Siete articulaciones del brazo
potencia del láser	15W
diámetro del punto focal	0.1mm-2.0mm
Longitud de onda	10600nm
Los pulsos de energía	0.1-180mj (ajustable)
Con el objetivo de energía de luz	A menos de 5 mW
Sistema de refrigeración	La refrigeración por aire, refrigeración por agua
Pantalla	inteligente de pantalla táctil 8,0 pulgadas de color
material de chasis	chasis médica respetuoso del medio ambiente ABS
idioma OSD	Ingles chino

ventajas:

- 1.Combine la terapia convencional del láser de pulso con la tecnología láser fraccional, y estos dos modos se pueden desplazar en 2 segundos.
2. El tratamiento es indoloro y su tiempo es corto, además, no hay necesidad de consumibles adicionales.
- 3.By la promoción de la hiperplasia de colágeno y la reorganización, el efecto del tratamiento se puede mantener durante varios años.
4. El diámetro mínimo del láser es 0,075 mm, por lo que su daño es menor y se puede recuperar rápidamente.
- 5.As la principal zona de tratamiento se mantiene intacta durante la operación, se pueden

utilizar los cosméticos en el segundo día después de la operación.

exposición de productos:





Póngase en contacto con: Racher Cheng
Tel. & Amp; Whatsapp: 0086-15527106,178 mil
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com