

funciones:

La eliminación 1.Hiar

Rejuvenecimiento 2.Skin


Descripciones de los productos:

ít.	Depilación y rejuvenecimiento de la piel de diodo 808nm máquina de láser
Tipo	Láser
tipo de láser	Semiconductor / láser indoloro congelación
Q-Switch	No
Estilo	Portátil
instrumento láser modo de trabajo	modo de pulso
Longitud de onda de haz de encuadre	Del tipo de contacto y sin orientación de los faros
longitud de onda	808nm
sistema de guía de luz	salida directa
el tamaño de punto de luz	20mm * 20mm
Ancho de pulso	10-300ms
energía máxima de un pulso	3J-140J
Los pulsos de energía	140J + 10J
alimentación del instrumento láser	1200W
Potencia de entrada	1600W
Tensión de trabajo	110V + 10%, 50Hz
idioma OSD	Ingles chino
Sistema operativo	inteligente de pantalla táctil 8.0 o 10.4 pulgadas a color
especificación de los seguros	Max 10 A

Exposición de productos:







ventajas:

- 1.Freezing punto de depilación de láser semiconductor trae en Alemania la tecnología de refrigeración micro canales
 - 2. El sistema de filtro profesional, garantizar la pureza del agua circulante sistema de temperatura constante precisa 3.A, absolutamente realice la congelación de depilación punto, garantizada completamente el sistema de protección de la piel de zafiro mantener a una temperatura de 4°C
- herramienta de mano láser semiconductor 4.808nm puede realizar la depilación rápida y cómoda.

Packaging & entrega:

embalaje	1.Styrofoam (74 * 74 * 49cm) 2.Fumigation caso de madera caja 3.Air
Entrega	Basado en su cantidad oredr

Póngase en contacto con: Racher Cheng
Tel. & Amp; Whatsapp: 0086-15527106,178 mil
Skype: sales2@lanyuansupply.com
Email: sales2@lanyuansupply.com