

## LY-FS-920 desechable [Los hisopos dentales médicos / espuma Swabs](#)

### 1 & gt; Parámetros básicos:

marca Registrada	Lanyuan
Estilo del producto	<a href="#">Los hisopos médicos dentales</a>
Material	palo de polipropileno en una esponja de poliuretano negro y 100 PPI
tamaño	Longitud total: 77 mm (10 mm + 57 mm + 10 mm)
Paquete	100pcs / pequeña bolsa, 2S-bags / bolsa grande, 50L-bags / CTN

### 2 & gt; Características:

- 1, no contienen Si, amoníaco y DOP
- 2, de bajo residuo no volátil, un menor contenido de partículas y iónicos
- 3, buena capacidad de bloqueo disolvente
- 4, la cabeza de esponja de célula abierta, se lavó con agua desionizada
- 5, Menos polvo
- 6, Thermoplastic Tecnología
- 7, hecho en el polvo de habitaciones gratuito
- 8, se puede utilizar para limpiar productos, junto con varios solvent

### 3 & gt; Aplicación:

Este hisopo se utiliza widdly en todas las obras de la vida, tales como [la industria](#), [la medicina](#), [cosméticos](#), [electrónicos optoelectrónica](#), [habitaciones limpias](#), [disco duro](#), [instrumentos ópticos](#), [lentes de cámaras](#), [impresoras](#), [escáneres](#), [microprocesador](#), [laboratorios](#) y así.

### 4 & gt; & amp paquete; Envío & amp; Pago:

Detalles del paquete	Bolsas interiores y exteriores Cartones
Detalles de envío	1, por el mar (recomiendan una gran cantidad de bienes de la orden); 2, por expreso: TNT, EMS, DHL, Fedex, UPS, etc (muestras gratuitas y la pequeña orden); 3, por el aire; 4, dentro de los 30 días después de recibir el pago.
Detalles del pago	TT, L / C, Western Union, Paypal

### 5 & gt; Demostración del cuadro:



**Si desea más información o muestras gratuitas, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo:**

**lavanda Liu**

**Email:**[sales1@lanyuansupply.com](mailto:sales1@lanyuansupply.com)

**WhatsApp & amp; METRO:**[+ 0086-136-5729-9068](tel:+0086-136-5729-9068)

**WeChat:** [13657299068](https://www.wechat.com/qrcode/index?qr=13657299068)