

Perforado [cinta médica](#) Se utiliza en hospitales y clínicas

1. Descripción

cinta de PE con respecto a PE como el sustrato a través de un proceso de liberación, que se hace mediante la adopción de proceso de recubrimiento transpirable para fundir el acero revestido de adhesivo sensible a la presión. Los materiales utilizados en este [cinta médica](#) ha sido ampliamente utilizado en la práctica clínica, la seguridad de que el material ha sido demostrada, sin irritación de la piel y la sensibilización.

2.Features


- Alta transpirabilidad
- Buena adherencia, proporcionar una fijación fiable
- Hypoallergenic, Evitar la irritación de la piel

tamaño 3.Available y el paquete

tamaño	Paquete		meas(Mm)
	rollos / caja	cajas / cartón	
1.25cm * 5yds	24	50	470 * 285 * 290
2.50cm * 5yds	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 5.0m	24	50	470 * 285 * 290
2.50cm * 5.0m	12	50	470 * 285 * 290
1.25cm * 10yds	24	50	580 * 325 * 290
2.50cm * 10yds	12	50	580 * 325 * 290
5.00cm * 10yds	6	50	580 * 325 * 290

4.payment & El tiempo de entrega

Pago	TT, L / C, Western Union
El tiempo de entrega	Basado en su pedido
Puerto más cercano	Wuhan, Shanghai, Shenzhen



Por favor no dude en contactar con nosotros para algunas muestras!

Contacto: Racher

Email: sales2@lanyuansupply.com

Tel & WhatsApp: 0.086-15527106178